




GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

GLS Sampler CIC (TEI) は、高圧状態の液体ガスまたは気体を Combustion IC を用いて分析するために使用されます。これは、Combustion Oven (TEI) のための手動および自動の Liquid Introduction Module と組み合わせて使用することができます。

納品範囲 2.0136.0630

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.0136.0630	GLS Sampler CIC (TEI)



1 PCS

6.07314.010 GLS Sampler CIC (TEI) のための注射針、pk=3

GLS Sampler CIC (TEI) を用いたサンプル注入のための交換針。



1 PCS

6.07314.020 GLS Sampler CIC (TEI) のための注射針カップリング

注射針を GLS Sampler CIC (TEI) のサンプルパスと接続するためのカップリング。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.07314.010	GLS Sampler CIC (TEI) のための注射針、pk=3 GLS Sampler CIC (TEI) を用いたサンプル注入のための交換針。 
6.07314.020	GLS Sampler CIC (TEI) のための注射針カップリング 注射針を GLS Sampler CIC (TEI) のサンプルパスと接続するためのカップリング。 
6.07314.030	GLS Sampler CIC (TEI) のための Swagelok 社製クイックコネクツ GLS Sampler CIC (TEI) のサンプルカートリッジのためのクイックコネクツ。 
6.07314.040	GLS Sampler CIC (TEI) のためのカバー ヒュームフードと接続できる、GLS Sampler CIC (TEI) のためのアクリルガラス製カバー。 