



OMNIS Titrator Salt

2.1001.1220

OMNIS Titrator Salt は、銀滴定のための完璧なパッケージを提供します。パッケージには、マグネチックスターラ付き OMNIS Advanced Titrator、10 mL のシリンダーユニット、硝酸銀による滴定のための d-AgTitrode、および OMNIS ソフトウェアのスタンドアローンライセンスが含まれています。

納品範囲 2.1001.1220

Qt.

Order no.

説明

参照電極としての、pHガラスメンブランを有する OMNIS 用デジタル複合銀リング電極。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定した pH 値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。
dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。



デジタル電極「dTrodes」と接続するための OMNIS 滴定装置もしくは滴定モジュールのデジタル計測チャンネル。



dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル



1 PCS 6.02107.000 ネットワークケーブル 1m

OMNIS Sample Robot または OMNIS 滴定装置をイーサネットルーター、イーサネットスイッチ、もしくはローカルネットワークに接続するためのネットワークケーブル (1m)



1 PCS 6.03004.210 シリンダーユニット OMNIS 10 mL スペシャル



1 PCS 6.06000.000 OMNISソフトウェアデータキャリア

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



1 PCS 6.06003.010 OMNIS スタンドアローンライセンス

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



1 PCS

6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter

3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。



1 PCS

6.01601.000 ボトルキャップ multi-use

試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。



1 PCS

6.02005.000 電極ホルダー OMNIS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



OMNIS Titrator のためのファンクションライセンス「Advanced」



- リキッドハンドリング (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC (直接測定 & 標準添加)
- キャリブレーション (Cal)
- コンディショニング無しの終点滴定 (SET)
- 等量滴下当量点滴定 (MET)
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)
- OMNIS Titration Module または OMNIS Dosing Module を使用した滴定
- 並行吐出

1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロード

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.020

Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.050

Support rod / 300 mm



1 PCS

6.02005.010

電極保管ステーション

電極を OMNIS 滴定システムに保管しておくための電極保管ステーション。



1 PCS

6.02004.010

ボトルホルダー

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモジュールのためのボトルホルダー。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.05609.000	OMNISタイトレーター用KFT装置 カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。
6.05609.010	Polytronを伴うOMNISタイトレーター用KFT装置 Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。
6.06001.160	コンディショニング付きのファンクションライセンスKFT OMNIS滴定システムのコンディショニングによるカールフィッシャー容量滴定法のファンクションライセンス。

