



OMNIS Titrator Food

2.1001.2220

OMNIS Titrator Foodは、水性の酸/塩基滴定のための完璧なパッケージを提供します。パッケージには、マグネチックスターラ付きOMNIS Advanced Titrator、20 mLのシリンダーユニット、水性の酸/塩基滴定のためのd-ECOTRODE plus、およびOMNISソフトウェアのスタンドアローンライセンスが含まれています。

納品範囲 2.1001.2220

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.00201.300	dECOTRODE Plus

OMNIS用デジタル複合pH 電極。
この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。
固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。
参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。
dTRODEはOMNIS Titratorにて使用できます。



1 PCS 6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter

3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。



1 PCS 6.02100.010 計測モジュール デジタル

デジタル電極「dTrodes」と接続するための OMNIS 滴定装置もしくは滴定モジュールのデジタル計測チャンネル。



1 PCS 6.02104.300 電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m

dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル



1 PCS 6.02107.000 ネットワークケーブル 1m

OMNIS Sample Robot または OMNIS 滴定装置をイーサネットルーター、イーサネットスイッチ、もしくはローカルネットワークに接続するためのネットワークケーブル (1m)



1 PCS

6.03001.220 シリンダーユニット OMNIS 20 mL

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



1 PCS

6.06000.000 OMNISソフトウェアデータキャリア

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



1 PCS

6.06003.010 OMNIS スタンドアローンライセンス

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



1 PCS

6.01601.000 ボトルキャップ multi-use

試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。



1 PCS

6.02005.000 電極ホルダー OMNIS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



1 PCS

6.06001.910 ファンクションライセンス Advanced

OMNIS Titrator のためのファンクションライセンス「Advanced」

- リキッドハンドリング (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC (直接測定 & 標準添加)
- キャリブレーション (Cal)
- コンディショニング無しの終点滴定 (SET)
- 等量滴下当量点滴定 (MET)
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)
- OMNIS Titration Module または OMNIS Dosing Module を使用した滴定
- 並行吐出

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

1 PCS

6.1546.030 エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.020

Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.050

Support rod / 300 mm



1 PCS

6.2307.230

Buffer solutions pH 4, 7 and 9



1 PCS

6.2325.000

pHit kit



1 PCS

6.02005.010

電極保管ステーション

電極を OMNIS 滴定システムに保管しておくための電極保管ステーション。



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモジュールのためのボトルホルダー。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.06001.160 コンディショニング付きのファンクションライセンスKFT

OMNIS滴定システムのコンディショニングによるカールフィッシャー容量滴定法のファンクションライセンス。



6.05609.000 OMNISタイトレーター用KFT装置

カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。



6.05609.010 Polytronを伴うOMNISタイトレーター用KFT装置

Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。

