



# OMNIS Titrator Oil

2.1001.3220

OMNIS Titrator Oilは、あらゆる一般的な石油化学製品の分析のための完璧なパッケージを提供します。パッケージには、マグネチックスターラーおよびプロペラスターラー付きOMNIS Advanced Titrator、20 mLのシリンダーユニット、非水溶媒による酸/塩基滴定のためのd-Solvotrode、およびOMNISソフトウェアのスタンドアローンライセンスが含まれています。

## 納品範囲 2.1001.3220

| Qt.   | Order no.   | 説明                                         |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.1006.0020 | ロッドスターラー滴定                                 |
|       |             | OMNIS 滴定装置に接続するためのプロペラスターラー (ケーブル長 1.1 m)。 |



あらゆる酸/塩基の非水滴定のための OMNIS 用デジタル複合pH 電極。ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚染されたサンプルにも適しています。

電極は、非水性参照内部液（塩化リチウムまたはTEABr）と共に用いることができます。

対応する参照内部液にて保管します。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。



ロッドスターラー「Titrator」もしくはロッドスターラー「Sample Robot」と併用される、高さ調節が可能なプロペラスターラー ETFE 30 mm



デジタル電極「dTrodes」と接続するための OMNIS 滴定装置もしくは滴定モジュールのデジタル計測チャンネル。



dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル



1 PCS      6.02107.000      ネットワークケーブル 1m

OMNIS Sample Robot または OMNIS 滴定装置をイーサネットルーター、イーサネットスイッチ、もしくはローカルネットワークに接続するためのネットワークケーブル (1m)



1 PCS      6.03004.220      シリンダーユニット OMNIS 20 mL スペシャル



1 PCS      6.06000.000      OMNISソフトウェアデータキャリア

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



1 PCS      6.06003.010      OMNIS スタンドアローンライセンス

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



1 PCS

6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter

3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。



1 PCS

6.01601.000 ボトルキャップ multi-use

試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。



1 PCS

6.02005.000 電極ホルダー OMNIS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



## OMNIS Titrator のためのファンクションライセンス「Advanced」



- リキッドハンドリング (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC (直接測定 & 標準添加)
- キャリブレーション (Cal)
- コンディショニング無しの終点滴定 (SET)
- 等量滴下当量点滴定 (MET)
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)
- OMNIS Titration Module または OMNIS Dosing Module を使用した滴定
- 並行吐出

1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロード

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.020

Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



---

1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



---

1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



---

1 PCS

6.2016.050

Support rod / 300 mm





電極を OMNIS 滴定システムに保管しておくための電極保管ステーション。



OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモジュールのためのボトルホルダー。



## オプションアクセサリ

| Order no.   | 説明                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.05609.010 | <p>Polytronを伴うOMNISタイトレーター用KFT装置</p> <p>Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。</p>                    |
| 6.05609.000 | <p>OMNISタイトレーター用KFT装置</p> <p>カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。</p>                                          |
| 6.06001.160 | <p>コンディショニング付きのファンクションライセンスKFT</p> <p>OMNIS滴定システムのコンディショニングによるカールフィッシャー容量滴定法のファンクションライセンス。</p>  |