



マグネチックスターラーのついた OMNIS ドージングモジュール

2.1003.0110

追加の滴定スタンド、および滴定/ドージング用追加ビュレットによって拡張するための OMNIS 滴定装置への接続のためのマグネチックスターラー付きドージングモジュールです。5、10、20、50 mL のシリンダーユニットが自由に選択可能です。

納品範囲 2.1003.0110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1003.0130	スターラーのついた OMNIS Dosing Module



1 PCS 6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter

3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。



1 PCS 6.01601.000 ボトルキャップ multi-use

試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。



1 PCS 6.1608.020 Glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS 6.02005.000 電極ホルダー OMNIS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.050

Support rod / 300 mm



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.02004.010

ボトルホルダー

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、およびドージングモジュールのためのボトルホルダー。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02102.010	ケーブル MDL プラグ / ソケット 0.5 m MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (0.5 m)
6.02102.020	ケーブル MDL プラグ / ソケット 1 m MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (1 m)
6.02102.030	ケーブル MDL プラグ / ソケット 2 m MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (2 m)
6.02102.040	ケーブル MDL プラグ / ソケット 5 m MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (5 m)



6.02102.050 ケーブル MDLプラグ /ソケット 10 m

MDL コネクタを有する OMNIS デバイスのための接続ケーブル (10 m)



6.03001.120 シリンダーユニット OMNIS 2 mL

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 2 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.03001.150 シリンダーユニット OMNIS 5 mL

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.03001.210 シリンダーユニット OMNIS 10 mL

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.03001.220 シリンダーユニット OMNIS 20 mL

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.03001.250 シリンダーユニット OMNIS 50 mL

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。



6.01503.120 シリンダーユニット OMNIS 2 mL 付属品なし

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 2 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.01503.150 シリンダーユニット OMNIS 5 mL 付属品なし

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.01503.210 シリンダーユニット OMNIS 10 mL 付属品なし

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.01503.220 シリンダーユニット OMNIS 20 mL 付属品なし

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.01503.250 シリンダーユニット OMNIS 50 mL 付属品なし

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。




6.02106.000 延長ケーブル Liquid Adapter 0.55 m

OMNIS Liquid Adapter を OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するための延長ケーブル (長さ 0.55 m)。



6.02106.010 延長ケーブル Liquid Adapter 2 m

OMNIS Liquid Adapter を OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するための延長ケーブル (長さ 2 m)。



6.05609.010 Polytronを伴うOMNISタイトレーター用KFT装置

Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。



6.05609.000 OMNISタイトレーター用KFT装置

カールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。

