



OMNIS Solvent Module

2.1009.0010

納品範囲 2.1009.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1009.0010	OMNISソルベントモジュール



1 PCS

6.01543.000

排液チップM8



1 PCS

6.01600.200


サイホンブレーカー



2 PCS

6.01804.210

ポリ塩化ビニルチューブ 4/6 0.35 m



1 PCS

6.02801.000

乾燥管用コットン



1 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.050

Tube



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.01807.000 吸着カートリッジ

OMNISソルベントモジュールまたはソルベントポンプ用吸着カートリッジ、モレキュラーシーブ6.2811.000での充填用。



1 PCS

6.02004.030 ボトルホルダー

OMNISソルベントモジュール2.1009.0010用ボトルホルダー。



1 PCS

6.01805.130 スクリューニップル付きPTFEチューブ 3/250 mm

試薬ボトルをサイホンブレーカーと接続するためのスクリューニップル付き吸引チューブ。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2811.000	Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。



6.1446.220 溶媒モジュール試薬交換ストッパー

溶媒モジュール付き電量滴定セルでの試薬交換用ストッパーです。

