




OMNIS Sample Robot L Pick&Place

2.1012.1010

ポンプモジュール「Peristaltik」(4 チャンネル)、Pick&Place モジュール、および全自動滴定を直に導入するための多種の付属品のついた OMNIS Sample Robot L。このシステムでは、7つのサンプルラックに 120 mL のサンプルビーカー 112 個分のスペースが設けられており、

ご要望に応じて、システムには更に最高 4 つのペリスタリックポンプおよび追加で3つの Pick&Place モジュールを装備することができ、スループットを4倍に増やすことができます。このようにして、長時間にわたる中断のない稼働が保証されます。

納品範囲 2.1012.1010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1012.0020	メインモジュール Pick&Place L



1 PCS

1.1006.0010 ロッドスターラー「Sample Robot」

固定取り付けケーブル (2.5 m) で OMNIS Sample Robot に直接接続するプロペラスターラー。



1 PCS

1.1014.0010 Pick&Place モジュール

OMNIS Sample Robots Pick&Place のモジュールキャリアへの取り付けのためのモジュール。このワークステーションに、分析用のサンプルビーカーが収容されます。分析の合間に、使用されたセンサーは Pick&Placeモジュールの保管用ビーカーにて洗浄、または保管されます。分析中に攪拌する場合は、このワークステーションでは別個のプロペラスターラーを使用しなければなりません。



1 PCS

6.01403.030 滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4mm (P&P)

2つのドージングチップの取り付けられたOMNIS Sample Robot Pick&Place の Pick&Place モジュールにおいて 120 mL のビーカーを使用するための 3 NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄用および吸引用チューブの装備の準備。



2 PCS

6.01404.030 OMNISサンプルビーカー 120 mL 用ビーカーアダプター

サンプルビーカー 120 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター



2 PCS

6.01803.000

シリコンチューブ 8/12 2.5 m

こぼれ出た溶液が排出物用容器に安全に流れるよう、Pick&Place モジュールもしくはポンプモジュールの排出口と接続するためのシリコンチューブ。




6 PCS

6.01805.000

FEP チューブ接続部 / M6 / 66.5 cm

遮光および折れ曲がり防止付き。



2 PCS

6.01805.010

PTFE チューブ接続部 / M8 / 66.5 cm

遮光および折れ曲がり防止付き。



1 PCS

6.01900.030

プロペラスターラー 20 mm ETFE

ロッドスターラー「Titrator」もしくはロッドスターラー「Sample Robot」と併用される、高さ調節が可能なプロペラスターラー 20 mm



2 PCS

6.02001.010 ラック基盤

OMNIS Sample Robot のメインモジュール拡張のためのラック基盤



1 PCS

6.02003.010 モジュール基盤 M/L

OMNIS Sample Robot のメインモジュール M/L 拡張のためのモジュール基盤。



7 PCS

6.02041.030 OMNISサンプルラック、16 x 120 mL、(PP)

16個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.01400.200、6.01400.300、6.01400.303。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



1 PCS

6.02601.010 グリッパーフィンガー 43 ~ 65 mm

外径が 43 ~ 65 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー。



2 PCS

6.05001.010

付属品セット ポンプモジュール「Peristaltik」 (2
チャンネル)

付属品セットにはポンプモジュール「Peristaltik」の洗浄ポンプおよび
吸引ポンプの配管に必要なすべてのコンポーネントが含まれています。
ルアーコネクタ付きの組み立て済みチューブの他、圧迫クリップとポン
プチューブも各2つずつ付属しています。



4 PCS

6.1621.000

Container 10 L



4 PCS

6.1621.100

Cap for 10-L container



2 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



6 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



7 PCS

6.01400.200

プラスチック (PP) 製サンプルビーカー 120 mL、
20 個プラスチック (ポリプロピレン、PP) 製サンプルビーカー 120 mL、
OMNIS サンプルラック 602041030に適合、20 個。

1 PCS

6.02706.000

Sample Robot用のケーブルカバー

ケーブルカバーは、OMNIS Sample RobotのMDLケーブルおよびイー
サネットケーブルのコネクタを保護します。

1 PCS

1.1016.0130

ポンプモジュールペリスタリック (4チャンネル)





オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.02700.000	Pick&Place モジュールの安全カバー Pick&Place モジュールの安全カバー	
6.05700.000	消耗品キット OMNIS グリッパー OMNIS Sample Robot のグリッパーフィンガーの交換用スライドスリーブおよびゴム製グリッパーフィンガー、各4つ。	
6.05700.010	消耗品キット OMNIS ポンプモジュール (2チャンネル) OMNISポンプモジュールでの交換用ポンプチューブおよび付属の加圧クリップ、各2つ。消耗品キットにより、ポンプモジュールの2つのペリスタリックポンプを新たに装備することが可能です。	
6.01400.300	透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個 透明ガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック 602041030 に適合、20 個。	

6.01400.303 アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、20 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 120 mL、OMNIS サンプルラック
602041030 に適合、20 個



6.1828.000 PVDF connection nipple

