



Eco KF Titrator

2.1027.0010

納品範囲 2.1027.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1027.0010	Eco KF Titrator



1 PCS

6.1446.080

Threaded stopper / M8



1 PCS

6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用ピストンツール

ピストンの取り付けおよび取り外しのためのツール。



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1619.010

Adsorber complete, for Exchange Unit



2 PCS

6.1805.090

FEP tubing / M6 / 31 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.1819.020

Tube



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.02712.000

Eco Dosimat / Eco Titrator のための保護カバー

Eco Dosimat / Eco Titrator のディスプレイのための保護カバー。



Eco KF Titrator用の保存デバイス



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.1029.0010	Solvent Pump



6.02709.040 流出防止ストッパー

滴定容器用蓋6014050X0用の流出防止ストッパー。



6.02711.000 ペーストスプーン

ハチミツ、化粧品、油脂、または様々な乳製品などのペースト状物質のカールフィッシャー水分測定での使用に適しています。

ペーストスプーンを使用すると、高粘度サンプルの添加が容易になります。他の薬さじと同様に取り扱いが簡単になり、ペーストをカールフィッシャー滴定容器に、容易かつ迅速に、サンプルを損失することなく添加できます。

高粘度サンプルを素早く完全に溶解させるために、ホモジナイザーの使用も推奨します。

滴定容器用蓋 6014050X0 に対応。



6.05610.050 Eco KF Titrator用KFT装備

カールフィッシャー容量滴定用の付属品セット一式



6.05610.060 Polytron付きEco KF Titrator用KFT装備

Polytron付きカールフィッシャー容量滴定用の付属品セット一式



6.03002.150 シリンダーユニット Eco 5 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.210 シリンダーユニット Eco 10 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.220 シリンダーユニット Eco 20 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.250 シリンダーユニット Eco 50 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.9001.050 Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH



6.01406.250 滴定容器50～150 mL

滴定容器の蓋6014050X0と共に使用するためのスクリューキャップつ
き滴定容器50～150 mL



6.2811.000 Molecular sieve



モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

