



Eco KF Titratorコンプリート

2.1027.0100

マグネチックスターラとタッチセンサーディスプレイを装備した新しいEco KF Titratorは、日常的に行われる水分測定に理想的です。事前に定義されたメソッドにより、装置のスタートアップを円滑かつ簡潔に行うことが可能となります。GLPに適合した紙面またはPDFファイルへの出力の他、Eco KF Titratorにより、天秤との接続、あるいはPC/LIMSレポートによる測定データのコンピュータへの送信が可能となります。

コンプリートパッケージには、化学薬品に触れることなく迅速に試薬を交換するためのSolvent Pumpが含まれています。

納品範囲 2.1027.0100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.1027.0010

Eco KF Titrator



1 PCS

1.1029.0010

Solvent Pump



1 PCS

6.03002.210

シリンダーユニット Eco 10 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 10 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



1 PCS

6.05610.050

Eco KF Titrator用KFT装備

カールフィッシャー容量滴定用の付属品セット一式



1 PCS

6.02110.000

接続ケーブル Eco KF Titrator/Solvent Pump

Solvent PumpをEco KF Titratorと接続するためのケーブル、電力供給に使用



1 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.080

Threaded stopper / M8



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



1 PCS

6.1546.040

Eco Dosimat/Eco Titrator 用ピストンツール

ピストンの取り付けおよび取り外しのためのツール。



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1619.010

Adsorber complete, for Exchange Unit



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



2 PCS

6.1805.090

FEP tubing / M6 / 31 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.020

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm






卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.01804.210

ポリ塩化ビニルチューブ 4/6 0.35 m



1 PCS

6.01805.130

スクリーニップル付きPTFEチューブ 3/250 mm

試薬ボトルをサイホンブレーカーと接続するためのスクリーニップル付き吸引チューブ。



1 PCS

6.02712.000

Eco Dosimat / Eco Titrator のための保護カバー

Eco Dosimat / Eco Titrator のディスプレイのための保護カバー。



1 PCS

6.02801.000

乾燥管用コットン



Eco KF Titrator用の保存デバイス



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2811.000	Molecular sieve



6.01807.000 吸着カートリッジ

OMNISソルベントモジュールまたはソルベントポンプ用吸着カートリッジ、モレキュラーシープ6.2811.000での充填用。



6.02709.040 流出防止ストッパー

滴定容器用蓋6014050X0用の流出防止ストッパー。



6.02711.000 ペーストスプーン

ハチミツ、化粧品、油脂、または様々な乳製品などのペースト状物質のカルフィッシャー水分測定での使用に適しています。

ペーストスプーンを使用すると、高粘度サンプルの添加が容易になります。他の薬さじと同様に取り扱いが簡単になり、ペーストをカルフィッシャー滴定容器に、容易かつ迅速に、サンプルを損失することなく添加できます。

高粘度サンプルを素早く完全に溶解させるために、ホモジナイザーの使用も推奨します。

滴定容器用蓋 6014050X0 に対応。



6.05610.060 Polytron付きEco KF Titrator用KFT装備

Polytron付きカルフィッシャー容量滴定用の付属品セット一式



6.03002.150 シリンダーユニット Eco 5 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 5 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.220 シリンダーユニット Eco 20 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.03002.250 シリンダーユニット Eco 50 mL

Eco Dosimat / Eco Titrator のためのシリンダーユニット 50 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。



6.2412.000 Weighing boats



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.9001.050 Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH



6.01406.250 滴定容器50～150 mL

滴定容器の蓋6014050X0と共に使用するためのスクリューキャップつ
き滴定容器50～150 mL

