



Solvent Pump

2.1029.0010

納品範囲 2.1029.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1029.0010	Solvent Pump



1 PCS

6.02110.000

接続ケーブル Eco KF Titrator/Solvent Pump

Solvent PumpをEco KF Titratorと接続するためのケーブル、電力供給に使用



1 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.050

Tube



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.01600.200


サイホンブレーカー



1 PCS

6.01804.210

ポリ塩化ビニルチューブ 4/6 0.35 m



1 PCS

6.01805.130

スクリーニップル付きPTFEチューブ 3/250 mm

試薬ボトルをサイホンブレーカーと接続するためのスクリーニップル付き吸引チューブ。





オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01807.000	吸着カートリッジ OMNISソルベントモジュールまたはソルベントポンプ用吸着カートリッジ、モレキュラーシープ6.2811.000での充填用。
6.2164.010	卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC 卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。
6.2811.000	Molecular sieve
6.2811.010	モレキュラーシープ (US) モレキュラーシープ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケータなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。 この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局 (OSHA) の危険有害性周知基準 (HCS) (29 CFR 1910.1200) により、危険物質に分類されています。



6.1446.220

溶媒モジュール試薬交換ストッパー

溶媒モジュール付き電量滴定セルでの試薬交換用ストッパーです。

