



OMNIS NIR Analyzer Liquid

2.1070.0010

納品範囲 2.1070.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.1070.0010	OMNIS NIR Analyzer Liquid



OMNIS NIR Analyzer による NIR スペクトルの測定と評価のためのファンクションライセンス。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.06008.002	Quant Development ソフトウェアライセンス



6.06008.005 プリキャリブレーション、Isocyanate、液体

近赤外分光法による、イソシアネート中の NCO 数測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.06008.006 プリキャリブレーション、ポリオール、液体

近赤外分光法による、ポリオール中の水酸基価の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.06008.007 プリキャリブレーション、CPO、液体

近赤外分光法による、粗パーム油中のヨウ素価、水分、および遊離脂肪酸の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.06008.008 プリキャリブレーション、ベンジン、液体

近赤外分光法による、ガソリンのオクタン価、AKI、ベンゼン含有量、芳香族、アルケン、酸素の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.06008.009 プリキャリブレーション、ディーゼル、液体



6.06008.011 プリキャリブレーション、RBD パーム油、液体

近赤外分光法による、RBD パーム油中のヨウ素価、水分、および遊離脂肪酸の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.06008.012 プリキャリブレーション、CPKO、液体

近赤外分光法による、パーム核油中のヨウ素価、水分、および遊離脂肪酸の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.07401.010 ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm



6.07401.020 ホルダー OMNIS NIR、キュベット、2 mm



6.07401.030 ホルダー OMNIS NIR、キュベット、5 mm



6.07401.040 ホルダー OMNIS NIR、キュベット、10 mm



6.07401.050 ホルダー OMNIS NIR、バイアル、2 mm



6.07401.060 ホルダー OMNIS NIR、バイアル、4 mm



6.07401.070 ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm



6.07401.100 ホルダー OMNIS NIR、フローセル





6.7401.300 フローセル、0.5 mm

近赤外分光法 (NIRS) に適した、光路長 0.5 mm のフロー石英キュベットです。

次の製品と互換性があります：

- ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.070401.100)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7493.000)



6.7401.310 フローセル、1 mm

近赤外分光法 (NIRS) の分析に適した、光路長 1.0 mm のフロー石英キュベットです。

次の製品と互換性があります：

- ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.070401.100)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7493.000)



6.07401.320 フローセル、2 mm



6.07401.330 フローセル、2.5 および 5 mm

近赤外分光法 (NIRS) 分析に適した、二つの光路長 (2.5 mm または 5.0 mm) を有する、石英ガラス窓付きフロークォーツキュベットです。

次の製品と互換性があります:

ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.070401.100)



6.07401.340 フローセル、5 および 10 mm

近赤外分光法 (NIRS) 分析に適した、二つの光路長 (5.0 mm または 10.0 mm) を有する、石英ガラス窓付きフロークォーツキュベットです。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.070401.100)




6.7402.250 使い捨てバイアル、4 mm、透過、200 個

透過した液体を分析するための光学的距離 4 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、4 mm (6.07401.060)
- 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (6.7492.010)



6.7402.240 使い捨てバイアル、8 mm、透過、100 個

透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋 (個数 = 100) が付属されています。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm (6.07401.070)
- 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー (6.7492.020)



6.7402.070 使い捨てバイアル、直径 2mm、透過

透過した液体を分析するための直径 2mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、2 mm (6.07401.050)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.000)



6.7402.100 使い捨てバイアル、直径 10mm、透過

透過した液体を分析するための直径 10mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 195 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、10 mm (6.07401.080)
- 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (6.7492.030)



6.07410.000 OMNIS NIR ランプ

2060 The NIR Analyzer および OMNIS NIR Analyzer のためのスペアランプ、内蔵時間カウンタ付き。



6.06008.018 プリキャリブレーション、食用油、液体



6.7401.200 クォーツキュベット、1 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります：

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 1 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.100)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (6.07401.010)



6.7401.210 クォーツキュベット、2 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります：

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 2 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.110)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (6.07401.010)



6.7401.220 クォーツキュベット、5 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります：

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 5 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.120)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、5 mm (6.07401.030)



6.7401.230 クォーツキュベット、10 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

以下の製品と互換性があります：

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 10 mm のキュベット用 DS2500ホルダー (6.7492.130)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、10 mm (6.07401.040)



6.07401.080 ホルダー OMNIS NIR、バイアル、10 mm



6.7402.260 使い捨てバイアル用閉じ蓋、4 mm、100 個

透過用使い捨てバイアル 4 mm のための閉じ蓋 100個 (6.7402.250)。



6.07410.010 ダストカバー OMNIS NIR



