



Autosampler MMS 5000 (AJ)

2.136.0800

液体および固体のサンプルの完全自動分析のためメトローム燃焼法ICと共に使用される Analytik Jena社のAutosampler MMS 5000 (AJ)。モジュール方式のマルチ・マトリックス・サンプラーを正しいサンプルタイプに合わせるため、液体キット(6.7303.000)または固体キット(6.7302.000)の使用が必要となります。

納品範囲 2.136.0800

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.136.0800	Autosampler MMS 5000 (AJ)

液体および固体のサンプルの完全自動分析のためメトローム燃焼法ICと共に使用されるアナリティック・イエナ社のオートサンプラー MMS 5000 (AJ)。モジュール方式のマルチ・マトリックス・サンプラーを正しいサンプルタイプに合わせるため、液体キット（6.7303.000）もしくは固体キット（6.7302.000）の使用が必要となります。



オプションアクセサリ


Order no.	説明
6.7302.000	Kit for solid samples for MMS 5000, 35 positions



6.7302.100 Quartz boat 40 x 9 mm (AJ)



6.7303.000 Kit for liquid samples for MMS 5000, 112 positions



6.7303.100 ガラスバイアル、1.5 mL、100 個

次のサンプルチェンジャーでの使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 用セプタム、100 個

次のサンプルチェンジャーにて 67303100 ガラスバイアルと併せての使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.7303.200 50 μ L syringe with replaceable needle



6.7303.210 100 μ L syringe with replaceable needle



6.7303.220 50 μ L/100 μ Lのシリンジ用針、3本

MMS 5000 液体セットアップのシリンジのための予備針



6.7301.150 Substrate made of quartz for liquid samples



6.7302.310 サンプルラック 固形サンプル用の35のポジション

固形物用。



6.7303.310 サンプルラック 液体サンプル用の112のポジション

液体サンプル用。

