



Metrohm Autolabのポテンショスタット用 663 VA Stand

2.663.0020

663 VA Standは、Metrohm Autolabのポテンショスタットのためのボルタンメトリー測定スタンドです。663 VA Standによって、次の電極でポーラログラフィーおよびボルタンメトリー測定を実施することができます: Multi-Mode-Elektrode pro (MME)、回転ディスク電極、またはscTRACE Gold。

完全な測定システムのための全ての電極を含む付属品一式の納品: Multi-Mode-Elektrode pro (MME)、Ag/AgCl参照電極、Glassy Carbon対極。ケーブルおよび電源装置なし。Metrohm Autolabのポテンショスタットの接続には、IME663インターフェースが必要です。

納品範囲 2.663.0020

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.663.0020

Metrohm Autolabのポテンショスタット用663
VA Stand

1 PCS

6.0728.120

Ag/AgCl参照電極

c(KCl) = 3 mol/Lの内部液付き内部参照システム。プラスチック製内部
液容器 6.1245.010 を伴う使用のため。



1 PCS

6.1204.200

Stirrer for VA Stand



1 PCS

6.1226.050

Mercury drop capillary (silanized) for MME



1 PCS

6.1241.120

電極ホルダ


VA 対極用の電極ホルダ、プラグコンタクト 5.5 mm 付き。Glassy Carbon ピン (6.1247.000) もしくは白金ピン (6.1247.010) を伴う使用向け。



1 PCS

6.1244.020

Driving belt



1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器


ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode Electrode pro



1 PCS

6.1247.000

GCピン

電圧電流法AE用の電極ホルダ6.1241.020もしくは6.1241.120のため。



1 PCS

6.1247.020

Needles for MME



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



1 PCS

6.1801.080

Tubing for nitrogen connection



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.2406.000

Mercury drop catcher



1 PCS

6.2703.000

Stand ring for titration vessels



1 PCS

6.2709.030

Stopper for pipetting opening



1 PCS

6.2709.050

Stopper for stirrer opening on VA Stand



1 PCS

6.2711.030

MMEの充填のためのトレイ

884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace、
および647、663、694、747 VA Stands用



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



3 PCS

6.2112.130

Adapter plug contact 5.5 mm / screw contact,
gold-plated



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1204.130	Silver Electrode Tip	
6.1204.140	Gold Electrode Tip	
6.1204.170	3 mm platinum electrode tip for CVS	
6.1204.180	Ultra Trace electrode tip	

6.1204.210 Driving axle for rotating disk electrode (RDE)



6.1204.220 Driving axle for rotating disk electrode (RDE) with mercury contact



6.1415.150 Titration vessel / 5-70 mL



6.1415.220 Titration vessel / 20-90 mL



6.1415.250 Titration vessel / 50-150 mL



6.1418.150 Titration vessel with thermostat jacket / 5-70 mL



6.1418.220 Titration vessel with thermostat jacket / 20-90 mL



6.1418.250 Titration vessel with thermostat jacket / 50-150 mL



6.1450.210 PFA titration vessel / 10 to 90 mL



6.1456.210 Measuring vessel / 10-90 mL



6.2709.040 Stopper for MME opening on VA Stand



6.2802.000 Polishing set for solid-state electrodes



6.1204.190 1 mm platinum electrode tip for CVS



6.1204.600 Glassy carbon electrode tip, shaft made of glass.



6.1204.610 2 mm platinum electrode tip for CVS



6.5340.000 VA Computrace用のscTRACE Gold付きVA電極機器

scTRACE Goldによるヒ素または水銀の測定のための完全な付属品セット。電極ホルダー、scTRACE Gold（4個）、測定容器、スターラー、その他の付属品を含む。



6.5340.030

VA Computrace 用 SPE 電極シャフト付きの VA 電極ホルダキット

スクリーンプリント電極 (*screen-printed electrodes*, SPE) の使用のための付属装備品。スクリーンプリント電極用の電極シャフト、測定容器、スターラ、その他の付属品を含みます。電極は含みません。



6.1412.020

VA Computrace および 663 VA Stand のための SPE 測定ヘッドインサート

スクリーンプリント電極 (*screen-printed electrodes*, SPE) または scTRACE Gold によるオペレーションのための測定ヘッドインサート。設置材料込み。

