



756 KF Coulometer (1液型電極付き)

2.756.0110

トレースレベルまで水分を測定するための一液型電極付きのプリンタと滴定セルを内蔵した電量法KF水分計。高い信頼性、バックライト付きのグラフィック表示可能なディスプレイ、多言語対応のダイアログ、容易な操作性により、この電量法KF水分計は多くのラボにおいて欠かせない存在となっています。鮮明なディスプレイは重要な滴定パラメータを表示し、時間に対する水の μg 数を曲線で表して、滴定の過程を明確に伝えます。推奨測定範囲: 水の絶対量 $10\mu\text{g}\sim 200\text{mg}$

納品範囲 2.756.0110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.756.0010	756 KF Coulometer



1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0345.100

発生電極（1液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどのに適しています。



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



1 PCS

6.1903.030


Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.050

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.030

Support rod / 250 mm



1 PCS

6.2047.020

Titration vessel holder



1 PCS 6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



1 PCS 6.2104.120 Electrode cable / 1 m / H



1 PCS 6.2130.040 Keyboard for 756



3 PCS 6.2237.020 Thermal paper 35 m



1 PCS

6.2241.030

Paper reel for thermal paper



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS

6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.860.0010	860 KF Thermoprep	860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。  The image shows the 860 KF Thermoprep setup, which includes a heating unit, a sample vial, and a titration vessel connected by a tube.
6.2141.010	Cable 787/795/758/831/756 - 707/768	 The image shows a coiled grey cable with two black connectors at each end.
6.1464.323	KF 滴定容器 / 80 ~ 250 mL / クーロメトリック / 褐色ガラス	 The image shows a brown glass titration vessel with two lateral openings and a scale on the side.
6.1465.320	KF titration vessel with 2 lateral openings / 80-250 mL / coulometric	 The image shows a clear glass titration vessel with two lateral openings and a scale on the side.

6.2125.010 RS-232 cable 3 m, 25-pin – 9-pin



6.2125.110 RS-232 cable 3 m, 25-pin – 9-pin



6.2134.040 接続ケーブル RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

メトローム RS-232インターフェースとパソコンの接続用。Titrino、Titrino plus、および 756、831 KF Coulometer、RS-232/USB Box 用



6.2134.060 Connecting cable RS-232 to Sartorius MP8



6.2134.110 Cable RS-232 DB9 socket f – DB9 plug



6.2148.000 Remote Box



6.5406.000 Coulometric KF equipment, including generator electrode with diaphragm



6.5406.010 Coulometric KF equipment, including generator electrode without diaphragm



6.5617.000 Equipment for reagent replacement



6.1439.010 KF- 給液/排液チューブ

クーロメーターセル用の KF 給液/排液チューブ、ねじ接合 M8
6.1811.010 付き。

