



797 VA Computrace CVS仕様

2.797.0030

797VAコンピュータレース は、USBポートを経てPCに接続する最新の電気化学分析装置です。同梱のPCソフトウェアは測定を制御し、測定データを記録し、それを分析します。全体の構成が把握しやすいプログラムにより、操作がこの上なく容易です。内蔵されたガルバノスタット付きポテンシostatにより、低減されたノイズにおける最高の感度を保証します。CVS（サイクリックボルタンメトリックストリップング）付き電気めっき浴内の有機添加物の測定のためのボルタンメトリーシステム。完全な測定システムのためのVAコンピュータレースソフトウェアおよび全ての電極を含む付属品一式: 白金回転ディスク電極（RDE）、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極。

納品範囲 2.797.0030

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.797.0010

797 VA Computrace トレース分析

797VAコンピュータレース は、USBポートを経てパソコンに接続する最新の電気化学分析装置です。同梱のPCソフトウェアは測定を制御し、測定データを記録し、それを分析します。全体の構成が把握しやすいプログラムにより、操作がこの上なく容易です。内蔵されたガルバノスタット付きポテンシオスタットにより、低減されたノイズにおける最高の感度を保証します。



トレース分析および教育用のポルタンメトリーシステム。完全な測定システムのためのVAコンピュートレースソフトウェアおよび全ての電極を含む付属品一式: マルチ・モード電極プロ (Multi-Mode-Electrode, MME pro)、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極。

1 PCS

6.6053.030

797 VA Computrace Software CD 1.3



1 PCS

6.1204.210

Driving axle for rotating disk electrode (RDE)



1 PCS

6.1204.610


2 mm platinum electrode tip for CVS



1 PCS

6.1244.020

Driving belt



1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



7 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1801.080

Tubing for nitrogen connection



4 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



1 PCS

6.1824.000

Four-way micro dosing tip



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.2310.010

Electrolyte KNO₃-1mol/L 250 mL



1 PCS

6.2703.000

Stand ring for titration vessels



1 PCS

6.2709.040

Stopper for MME opening on VA Stand



1 PCS

6.2709.080

Stopper for pipetting opening



1 PCS

6.2711.040

Drip pan for VA Computrace



1 PCS

6.2739.000

Wrench



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.800.0010	800 Dosino 800 Dosino 高性能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。 
2.805.0010	805 Dosimat 
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station コンパクトVAシステム 843ダイヤフラムポンプステーション には、リモート信号を介して 797 VAコンピュートレース によって直接制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。このポンプは、797 VAコンピュートレースを接続した一部自動および完全自動のVAおよびCVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。電圧電流法のバージョンでは、測定容器の自動洗浄および自動排出のための付属品が完全装備されています。 
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station for Compact VA systems 

2.846.0010 846 Dosing Interface

ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または 805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作には Touch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。



6.0728.000 電解液無しの Ag/AgCl 参照電極

ガラス製電解液容器 6.1245.000 を伴う使用のための内部参照システム、電解液なし、端子ねじ付き。



6.1204.130 Silver Electrode Tip



6.1204.140 Gold Electrode Tip



6.1204.150 Lateral Gold Electrode Tip



6.1204.170 3 mm platinum electrode tip for CVS



6.1204.180 Ultra Trace electrode tip



6.1204.200 Stirrer for VA Stand





6.1241.020 電極ホルダ

VA 対極用の電極ホルダ、端子ねじ付き。Glassy Carbon ピン (6.1247.000) もしくは白金ピン (6.1247.010) を伴う使用向け。



6.1245.000 ガラス製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのグラウンドジョイントダイアフラム (すり合わせ) 付きガラス製内部液容器。



6.1247.000 GCピン

電圧電流法AE用の電極ホルダ6.1241.020もしくは6.1241.120のため。



6.1415.150 Titration vessel / 5-70 mL



6.1415.220 Titration vessel / 20-90 mL



6.1415.310 Titration vessel / 70-200 mL



6.1418.150 Titration vessel with thermostat jacket / 5-70 mL



6.1418.220 Titration vessel with thermostat jacket / 20-90 mL



6.1418.250 Titration vessel with thermostat jacket / 50-150 mL



6.1450.210 PFA titration vessel / 10 to 90 mL



6.1456.210 Measuring vessel / 10-90 mL



6.2141.180

Cable 797 VA Computrace to 838 Advanced VA Sample Processor
to 731 Relay Box



6.2709.050

Stopper for stirrer opening on VA Stand



6.2711.030

MMEの充填のためのトレイ

884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace、
および647、663、694、747 VA Stands用



6.2730.030

Stopper



6.2816.020 Syringe 10 mL with Luer connection



6.2816.030 Needle with Luer connector



6.1204.600 Glassy carbon electrode tip, shaft made of glass.



6.1204.190 1 mm platinum electrode tip for CVS

