



Power Pack Heavy Metals (Automated)

2.797.3110

納品範囲 2.797.3110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.797.0010	797 VA Computrace トレース分析

797VAコンピュートレース は、USBポートを経てパソコンに接続する最新の電気化学分析装置です。同梱のPCソフトウェアは測定を制御し、測定データを記録し、それを分析します。全体の構成が把握しやすいプログラムにより、操作がこの上なく容易です。内蔵されたガルバノスタット付きポテンシヨスタットにより、低減されたノイズにおける最高の感度を保証します。

トレース分析および教育用のボルタンメトリーシステム。完全な測定システムのためのVAコンピュートレースソフトウェアおよび全ての電極を含む付属品一式: マルチ・モード電極プロ (Multi-Mode-Electrode, MME pro)、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極。





863 コンパクトICオートサンプラ はルーチン分析における理想的なアシスタントです。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



1 PCS

6.1226.030

Mercury drop capillary (non-silanized) for MME



1 PCS

6.1226.050


Mercury drop capillary (silanized) for MME



1 PCS

6.1244.020

Driving belt



1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



1 PCS

6.1247.020

Needles for MME



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



11 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1456.210

Measuring vessel / 10-90 mL



3 PCS

6.1546.030

エキストラクターロード

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1602.115

Bottle attachment / S 40 / green



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Bottle / 250 mL / GL 45



3 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



1 PCS

6.1801.080

Tubing for nitrogen connection



2 PCS

6.1805.020

FEP tubing / M6 / 52 cm



1 PCS 6.1805.100 FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS 6.1805.120 FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS 6.1805.180 FEP tubing / M6 / 16 cm



4 PCS 6.1805.530 FEP tubing / M6 / 2 m



5 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



3 PCS

6.1819.010

PTFE tube



4 PCS

6.1820.010


Adapter for 1/8" gas line/M6 thread



1 PCS

6.1822.410

PEEK connection capillary



1 PCS

6.1824.000


Four-way micro dosing tip



2 PCS

6.1826.020

PVC pump tubing (blue/blue)



1 PCS

6.1828.020

Five-way M6 tubing connector for canister



1 PCS

6.1829.020

FEP aspiration tube M6, 0.5 m



1 PCS

6.1831.050

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.050

Support rod / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



2 PCS

6.2055.100

Bottle holder, double



1 PCS

6.2141.230

Remote cable Compact Sample Changer
/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump
Station



1 PCS

6.2141.280

Connection cable 843 Pump Station to 797 VA
Computrace



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2161.010

Plug-in power supply unit EU 230V /6V DC



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.2406.000

Mercury drop catcher



1 PCS

6.2621.000

Adjustable wrench



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2703.000

Stand ring for titration vessels



1 PCS

6.2709.080

Stopper for pipetting opening



1 PCS

6.2711.030

MMEの充填のためのトレイ

884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace、
および647、663、694、747 VA Stands用



1 PCS

6.2711.040

Drip pan for VA Computrace



2 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2743.057

サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2744.070


Pressure screw short



2 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



1 PCS

6.2833.030

Needle holder 1/8 in. for 863
Compact Autosampler



1 PCS

6.2846.000

ジルコニア製サンプルニードル

電圧電流法におけるサンプルプロセッサおよびオートサンプラー用のサンプルニードル。



2 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode Electrode pro

