



815 Robotic Titration Soliprep

2.815.1110

815 Robotic Titrationは、滴定前に粉砕が必要な固体サンプルの完全自動前処理のためのシステムです。

以下のもので構成されます:

1 x 815 Robotic USB Sample Processor XL

1 x 136 Polytron 電源装置付き

2 x 772 Pump Unit

2 x 786 Swing Head

1 x 802 Rod stirrer

納品範囲 2.815.1110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.815.0110

815 Robotic USB Sample Processor XL (2T/2P)

検体数が多いルーチンサンプルの自動処理、複雑なサンプル前処理、並行作業のためのワークステーションが2つと内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ付いたロボテックUSBサンプルプロセッサXL。内蔵式ポンプの他に、更にポンプを2つまで（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリング作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

さまざまな用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、ロボットアーム、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途注文願います。



1 PCS

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

ポリトロン PT 1300 D（ポリトロンPT1300D） - メトロームバージョン


tiamo™ またはタッチコントロールによる直接操作が可能なホモジナイザー。



1 PCS

1.136.0110

Polytron PT 1300 D用の電源装置



2 PCS

1.772.0110

772 Pump Unit

Peristaltic pump for direct connection to Sample Processors.



2 PCS

1.786.0010

786 Swing Head with transfer head left



1 PCS

1.802.0010

802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand



2 PCS

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



2 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Stopper



1 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1458.040

Titration Head, 3 x SGJ 14



1 PCS

6.1459.300

プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、
250 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



1 PCS

6.1462.070

Robotic arm with holder for titration head, right swinging



1 PCS

6.1462.250

Swing arm for Polytron and 786 Swing Head, left swinging



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



4 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



6 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1805.220

PTFE tubing connection M8, 150 cm



1 PCS

6.1808.260

Distributor for pump tubings for Sample Processors



4 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1820.020

M10/M6 adapter



1 PCS

6.1820.030

M10/M8 adapter

Connector with M10 thread for 6.1812.XXX tubing and M8 thread for 6.1805.2XX and 6.1805.510 tubing.



4 PCS

6.1820.050

M6 / Olive adapter



2 PCS

6.1826.100

Pump tubing 6.4 mm / 1 m



3 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.1909.050

Stirring propeller / 102 mm



1 PCS

6.2041.840

サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製)

59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2042.030

Buret tip clip (rod stirrer)



2 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2134.110

Cable RS-232 DB9 socket f – DB9 plug



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.120

Hexagon key 1.5 mm



1 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



1 PCS

6.2711.070

Drip pan for 789/815/855



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



1 PCS

6.2751.100

Safety shield





Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアロー
ン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に2つのOMNIS装置ライセンスが含まれて
います
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する
必要があります。



複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPC
プログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.849.0010	849 Level Control



6.2148.010	Remote Box MSB
------------	----------------



6.9012.000	Dispersing aggregate for Polytron, 125 mm
------------	---



6.9012.010	Dispersing aggregate for Polytron, 157 mm
------------	---



6.2041.780

サンプルラック 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分 (6.02743.030) のための複列サンプルラック

