



815 Robotic Flexible Soliprep

2.815.2110

粉碎、ろ過、密閉式バイアルに充填する固体サンプル用自動前処理システム。

以下のもので構成されます:

1 x 815 Robotic USB Sample Processor XL

1 x 136 Polytron 電源装置付き

1 x 772 Pump Unit

1 x 786 Swing Head

1 x 786 Swing Head 強化型

1 x 800 Dosino

納品範囲 2.815.2110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.815.0110

815 Robotic USB Sample Processor XL (2T/2P)

検体数が多いルーチンサンプルの自動処理、複雑なサンプル前処理、並行作業のためのワークステーションが2つと内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ付いたロボテックUSBサンプルプロセッサXL。内蔵式ポンプの他に、更にポンプを2つまで（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリング作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

さまざまな用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、ロボットアーム、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途注文願います。



1 PCS

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

ポリトロン PT 1300 D（ポリトロンPT1300D） - メトロームバージョン


tiamo™ またはタッチコントロールによる直接操作が可能なホモジナイザー。



1 PCS

1.136.0110

Polytron PT 1300 D用の電源装置



1 PCS

1.772.0110

772 Pump Unit

Peristaltic pump for direct connection to Sample Processors.



1 PCS 1.786.0010 786 Swing Head with transfer head left



1 PCS 1.800.0030 800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



11 PCS 6.1432.320 透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個

透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



1 PCS 6.1459.307 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、1
個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、1 個



1 PCS

6.1462.240

Transfer head for 786 Swing Head, bent
and right swinging



1 PCS

6.1462.250

Swing arm for Polytron and 786 Swing Head,
left swinging



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1562.130

Transfer Tubing with holder 2 x M6 / 10 mL to
Sample Processors



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



3 PCS

6.1621.000

Container 10 L



1 PCS

6.1625.010

Collection container for Soliprep



2 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1808.220

Luer adapter for transfer head



1 PCS

6.1808.260

Distributor for pump tubings for Sample Processors



2 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1820.020

M10/M6 adapter



2 PCS

6.1820.050

M6 / Olive adapter



1 PCS

6.1826.100

Pump tubing 6.4 mm / 1 m



3 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.2037.070

Lid with hole for 250 mL sample beaker



2 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2057.150

Holder for collection container



1 PCS

6.2058.040

Swing arm enhancement for Swing Head 786



1 PCS

6.2058.050

Fastening plate for deflector and holder for
collection container



1 PCS

6.2058.060


Deflector for adapter 61808220



1 PCS

6.2061.010

Bottle holder for Dosinos



1 PCS

6.2067.000

Insert for 30x11 mL for Soliprep sample rack



1 PCS

6.2067.020

Insert for 12x30 mm syringe filters for Soliprep Sample rack



1 PCS

6.2067.030


Insert 30x11.6 mm for Soliprep Sample rack



1 PCS

6.2067.040

Insert 30x syringe needles for Soliprep sample rack



1 PCS

6.2068.030

サンプルラック、10 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

10 個のサンプルビーカーに適した815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。



1 PCS

6.2134.110

Cable RS-232 DB9 socket f – DB9 plug



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.120

Hexagon key 1.5 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2711.070

Drip pan for 789/815/855



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



1 PCS

6.2743.057

サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。


IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2751.150

Safety shield for Robotic Soliprep



1 PCS

6.2841.000

External Polytron rinsing station for Robotic Sample Processors



807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



Windows™ コンピューター上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に2つのOMNIS装置ライセンスが含まれています
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.849.0010	849 Level Control



6.2148.010	Remote Box MSB
------------	----------------



6.9012.000	Dispersing aggregate for Polytron, 125 mm
------------	---



6.9012.010	Dispersing aggregate for Polytron, 157 mm
------------	---



6.2041.780

サンプルラック 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分 (6.02743.030) のための複列サンプルラック

