



815 Robotic Soliprep for LC

2.815.4110

815ロボテックソリプレップLC用は、測定前に溶解、粉碎、希釈、濾過のいずれかを行わなければならないサンプルを完全自動で前処理を行う総合システムです。前処理の後、サンプルはクロマトグラフのインジェクターに直接転送されます。これは以下のもので構成されます。:

1 x 815 ロボテック USB サンプルプロセッサ XL

1 x 136 ポリトロン電源装置付き

1 x 772 ポンプユニット

2 x 786 スイングヘッド

2 x 800 ドジーノ電動ビュレット

納品範囲 2.815.4110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.815.0110

815 Robotic USB Sample Processor XL (2T/2P)

検体数が多いルーチンサンプルの自動処理、複雑なサンプル前処理、並行作業のためのワークステーションが2つと内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ付いたロボテックUSBサンプルプロセッサXL。内蔵式ポンプの他に、更にポンプを2つまで（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリング作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

さまざまな用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、ロボットアーム、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途注文願います。



1 PCS

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

ポリトロン PT 1300 D（ポリトロンPT1300D） - メトロームバージョン


tiamo™ またはタッチコントロールによる直接操作が可能なホモジナイザー。



1 PCS

1.136.0110

Polytron PT 1300 D用の電源装置



1 PCS

1.772.0110

772 Pump Unit

Peristaltic pump for direct connection to Sample Processors.



1 PCS

1.786.0010

786 Swing Head with transfer head left



2 PCS

1.800.0030

800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



2 PCS

6.1432.320

透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個

透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



1 PCS

6.1459.300

プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、
250 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



1 PCS

6.1462.240

Transfer head for 786 Swing Head, bent
and right swinging



1 PCS

6.1462.250

Swing arm for Polytron and 786 Swing Head,
left swinging



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1562.130

Transfer Tubing with holder 2 x M6 / 10 mL to
Sample Processors



2 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



3 PCS

6.1621.000

Container 10 L



1 PCS

6.1625.010

Collection container for Soliprep



2 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1803.030

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



3 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



2 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1808.220

Luer adapter for transfer head



1 PCS

6.1808.260

Distributor for pump tubings for Sample Processors



2 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1820.020

M10/M6 adapter



2 PCS

6.1820.050

M6 / Olive adapter



1 PCS

6.1826.100

Pump tubing 6.4 mm / 1 m



3 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



2 PCS

6.1829.020

FEP aspiration tube M6, 0.5 m



1 PCS

6.2037.070

Lid with hole for 250 mL sample beaker



2 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2057.150

Holder for collection container



1 PCS

6.2058.040

Swing arm enhancement for Swing Head 786



1 PCS

6.2058.050

Fastening plate for deflector and holder for collection container



1 PCS

6.2058.060

Deflector for adapter 61808220



1 PCS

6.2067.000


Insert for 30x11 mL for Soliprep sample rack



1 PCS

6.2067.010

Insert for 24xSyringe needles for Soliprep sample rack



2 PCS

6.2067.020

Insert for 12x30 mm syringe filters for Soliprep Sample rack



1 PCS

6.2068.020

サンプルラック、24 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2134.110

Cable RS-232 DB9 socket f – DB9 plug



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.120

Hexagon key 1.5 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2711.070

Drip pan for 789/815/855



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



1 PCS

6.2743.057

サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2744.014


Pressure screw 2x



1 PCS

6.2751.150

Safety shield for Robotic Soliprep



1 PCS

6.2841.000

External Polytron rinsing station for Robotic
Sample Processors

1 PCS

6.2843.000

Luer connector with holder to Soliprep



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.9012.000	Dispersing aggregate for Polytron, 125 mm	
6.9012.010	Dispersing aggregate for Polytron, 157 mm	
6.2041.780	サンプルラック 65 x 11 mL + 25 x 50 mL 11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分 (6.02743.030) のための複列サンプルラック	