



831 KF Coulometer および 860 KF Thermoprep

2.831.2010

この滴定システムは、831 Coulometer (2液型電極付き) および 860 KF Thermoprep で構成されています。

これによって直接のカルフィッシャー滴定に不適切なサンプルを分析することができます。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルを860 KF Thermoprep のオープンに入れます。サンプルが加熱され、含まれている水が蒸発し、滴定セルに送られます。それから 831 Coulometer により、サンプルの水分が測定されます。

納品範囲 2.831.2010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。



カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0344.100

発生電極（2液型電極付き）

カール フィッシャー 電量滴定用の発生電極（2液型電極付き）、すり合わせ 29/22。

この発生電極は特に以下の用途に適しています：

- 絶対水分 < 50 ppm の非常に低いサンプル
- オイルサンプルにおける電量法水分測定
- ケトン試薬を用いる用途
- 低導電性試薬が用いられる用途 (クロロホルム、キシレンの追加 >10%)



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.170

Heating tube stopper



2 PCS

6.1448.020


Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1448.057

Aluminum septum caps / 100 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



2 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.050

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.030

Support rod / 250 mm



1 PCS

6.2047.020

Titration vessel holder



1 PCS

6.2048.030

Guidance rod



1 PCS

6.2049.040

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2060.010

Cable holder



1 PCS

6.2063.010

Sample holder for 6.2419.007 Sample vials (6 mL)



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS 6.2130.090 Keyboard for 831



1 PCS 6.2419.007 バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、
100 個



1 PCS 6.2621.110 Crimping tongs



1 PCS 6.2621.120 Hexagon key 1.5 mm



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2627.000

Oven insert



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS

6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL

