



838 Advanced VA Sample Processor

2.838.0310

838アドバンスドVAサンプルプロセッサは、CVS（サイクリックボルタンメトリックストリップング）を797 VAコンピュートレースと共に使用して電気めっき浴内の有機添加物を完全自動で測定するためのサンプルチェンジャーです。ブライトナーまたはサプレッサーのシリーズは、監視無しで連続で分析することができます。同梱のサンプルラックには、最高11 mLもしくは最高50 mLのサンプルが56個まで入ります。838 アドバンスドVAサンプルプロセッサには、ユーザーの需要に応じて分析の手順を調整できる柔軟性の高いメソッドエディタが装備されています。個別のキーボードにより、メソッドエディタおよびその他のあらゆる機器設定へのアクセスが可能となっています。サンプルシリーズを測定する間、838 アドバンスドVAサンプルプロセッサは797 VAコンピュートレースによって遠隔制御されます。機器は付属品、サンプルラック、キーボード、ワークプレイス全体の組立のための付属品も含めて納品されますが、洗浄機器は含まれません。

納品範囲 2.838.0310

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.838.0010

838 Advanced IC Sample Processor



1 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.1805.020

FEP tubing / M6 / 52 cm



1 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



1 PCS 6.1805.120 FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS 6.1808.000 Connection bushing M6




2 PCS 6.1808.020 Tubing adapter olive / M6 inner




1 PCS 6.1819.010 PTFE tube



1 PCS 6.1822.420 PEEK connecting capillary



2 PCS 6.1826.020 PVC pump tubing (blue/blue)



2 PCS 6.1826.150 Pump tubing (violet/orange)




1 PCS 6.1831.070 PEEK capillary 0.75 mm i.d., 70 cm



1 PCS

6.1831.080

PEEK capillary 0.75 mm i.d., 110 cm



1 PCS

6.1835.050

PEEK sample tube



1 PCS

6.2041.450

サンプルラック、56 x 11 mL および 56 x 50 mL、
(ポリ塩化ビニル製)

112 個のサンプル容器に適した 858 Professional Sample Processor、
815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以
下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.050、
6.2747.010、6.2743.040、50 mL ザールシュテット サンプル瓶。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2057.040

Holder for Dosino for Sample Processor



1 PCS

6.2141.290

Connection cable 843 Pump Station to 838
Advanced Sample Processor



1 PCS

6.2142.050

Keypad for 838 Advanced Sample Processor



1 PCS

6.2621.090

1/2 in. wrench



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2743.057

サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



2 PCS

6.2744.080


M6 thread / UNF 10/32 adapter



2 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



4 PCS

6.2747.010


Sample vessel 50 mL



1 PCS

6.2751.110

Safety shield



1 PCS

6.2833.020

Needle holder 1/8 in. With tubing connection
M6



1 PCS


6.2846.000

ジルコニア製サンプルニードル

電圧電流法におけるサンプルプロセッサおよびオートサンプラー用の
サンプルニードル。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station コンパクトVAシステム	
	843ダイヤフラムポンプステーションには、リモート信号を介して797 VAコンピュートレースによって直接制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。このポンプは、797 VAコンピュートレースを接続した一部自動および完全自動のVAおよびCVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。電圧電流法のバージョンでは、測定容器の自動洗浄および自動排出のための付属品が完全装備されています。	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station for Compact VA systems	
6.2743.050	サンプル容器 11 mL	
	2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。	
	IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。	