



Robotic Titrosampler «Light» (1T/1P)

2.855.0030

中検体数までのサンプルのためのロボテックタイトロサンプラーのエントリーレベルモデル。内蔵式Titrando、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラム ポンプが装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックと電極の選択によって拡張できます。滴定溶液の吸引のため、外付けチューブもしくはダイヤフラム ポンプを接続することができます (オプション)。メソッドのプログラミングは、使い勝手の良いTouch Control滴定ソフトウェア tiamo™、またはOMNISによって行われます。

サンプル量が増える場合、ロボテックタイトロサンプラー «Light» は容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» に拡張することが可能です。

納品範囲 2.855.0030

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.855.0030

Robotic Titrator «Light» (1T/1P)

中検体数までのロボテックタイトロサンプラのエントリーモデル。内蔵式タイトロランド、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックや電極の選択によって拡張できます。滴定排液のため、外付けチューブもしくはダイヤフラムポンプをオプションとして接続することができます。メソッドのプログラミングは、ハンディタイプのタッチコントロールまたは滴定ソフトウェア tiamo™によって行われます。

サンプル量が増量する場合、ロボテックタイトロサンプラ «Light» は容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» にバージョンアップすることが可能です。



2 PCS

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.1621.000

Container 10 L



3 PCS

6.1805.420

FEP tubing / M6 / 48 cm



1 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



3 PCS

6.2740.020


Spray nozzle



1 PCS

6.2751.190

Safety shield for 855 Robotic Titrosampler
"Light"



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.802.0020	サンプルチェンジャー用 802 Stirrer サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用 ロッドスターラ。 6.1909.020 プロペラスターラ 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。	
2.849.0010	849 Level Control	
6.1458.010	Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.	
6.1458.020	Titration head / 4 x M10 connectors	



Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.



Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



6.1909.020 Stirring propeller / 95 mm



6.1909.030 Stirring propeller / 95 mm



6.1909.040 Stirring propeller / 93 mm



6.1909.050 Stirring propeller / 102 mm



6.2041.310 サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.320 サンプルラック、16 x 150 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.340 サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.360 サンプルラック、12 x 150 mL (ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)、6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.370 サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.380 サンプルラック、14 x 235 mL (ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 235 mL (8 オンス)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.390 サンプルラック、16 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 100 mL ガラスビーカー、ショートビーカー。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.460 サンプルラック 21 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

21個のサンプル容器に適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.470 サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrator「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。


合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.2058.110 Tower extension for Sample Processors



2.741.0010 741 Magnetic Stirrer



2.772.0120 772 Pump Unit – aspirate





6.2711.060

Sample Processor 778/810/814/838/858 用ドリップパン

Sample Processor 778、810、814、838、858 用ドリップパン



6.2711.070

Drip pan for 789/815/855



6.2103.130

Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket





6.06000.000

OMNISソフトウェアデータキャリア

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



6.06003.010

OMNIS スタンドアローンライセンス

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

