



Robotic Titrator «Light» (1T/2P)

2.855.0040

中検体数までのサンプルのためのロボテックタイトロサンプラーのエントリーレベルモデル。内蔵式Titrando、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサーXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックと電極の選択によって拡張できます。メソッドのプログラミングは、使い勝手の良いTouch Control滴定ソフトウェア tiamo™、またはOMNISによって行われます。

サンプル量が増える場合、ロボテックタイトロサンプラー «Light» は容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» に拡張することが可能です。

納品範囲 2.855.0040

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.855.0040

Robotic Titrator «Light» (1T/2P)

中検体数までのロボテックタイトロサンプラのエントリーモデル。内蔵式タイトロランド、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックや電極の選択によって拡張できます。メソッドのプログラミングは、ハンディタイプのタッチコントロールまたは滴定ソフトウェア *tiamo*™によって行われます。サンプル量が増量する場合、ロボテックタイトロサンプラ «Light» を、容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» にバージョンアップすることが可能です。



2 PCS

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.1543.170

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



1 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



3 PCS

6.1805.420

FEP tubing / M6 / 48 cm



2 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



2 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



3 PCS

6.2740.020


Spray nozzle



1 PCS


6.2751.190

Safety shield for 855 Robotic Titrosampler
"Light"



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer



2.802.0020 サンプルチェンジャー用 802 Stirrer

サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用 ロッドスターラ。

6.1909.020 プロペラスターラ 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。



2.849.0010 849 Level Control



6.1458.010 Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1458.020 Titration head / 4 x M10 connectors



6.1458.030 KF titration head / 4 x M10 connectors



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



6.1458.070 Titration head / 2 x SGJ 14

Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.



6.2711.060 Sample Processor 778/810/814/838/858 用ドリップパン

Sample Processor 778、810、814、838、858 用ドリップパン



6.2711.070 Drip pan for 789/815/855



6.2041.310 サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.320 サンプルラック、16 x 150 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.340 サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.360 サンプルラック、12 x 150 mL (ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)、6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.370 サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.380 サンプルラック、14 x 235 mL (ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 235 mL (8オンス)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.390 サンプルラック、16 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 100 mL ガラスビーカー、ショートビーカー。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.460 サンプルラック 21 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

21個のサンプル容器に適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.470 サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.2058.110 Tower extension for Sample Processors



6.1909.010 Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



6.1909.020 Stirring propeller / 95 mm



6.1909.030 Stirring propeller / 95 mm



6.1909.040 Stirring propeller / 93 mm



6.1909.050 Stirring propeller / 102 mm



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.06000.000 OMNISソフトウェアデータキャリア

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

