



Robotic Acid-Base Analyzer

2.855.1020

酸および(または)塩基の測定のためのコンプリートパッケージには、最小スペース、最短時間で実行できる完全自動酸塩基滴定のための全てのコンポーネントが含まれます。装置、付属品、ソフトウェア、アプリケーション・ノウハウなど、全てが含まれています。

納品範囲 2.855.1020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.802.0010	802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand



1 PCS 1.855.0020 855 Robotic Titrosampler «Basic» (1T/2P)

個々のお客様の状況に応じた、滴定におけるオートメーションの拡張機能の基本モデル。内蔵式タイトランド、スイングヘッドを含むワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXL。メソッドのプログラミングは、ハンディタイプのタッチコントロールまたは滴定ソフトウェア *tiamo*™によって行われます。



1 PCS 6.0253.100 Aquatrode plus

低濃度イオンの水性溶媒 (例えば飲料水、プロセス水など) におけるpH 滴定のための複合pH 電極。この電極は、これらのサンプルにおいて非常に速い応答時間を示します。固定グラウンドジョイントダイヤフラムは汚れに対して耐性があります。

ブリッジ内部液として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

ブリッジ内部液は、塩化物フリーの内部液 (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができます。使用する内部液にて保管します。



2 PCS 6.1236.020 Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS 6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



1 PCS 6.1459.300 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、
250 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



1 PCS 6.1462.170 Robotic arm with holder for titration head and
sensor for 786 Swing Head, right swinging



1 PCS 6.1543.170 Aspiration tip / M8 thread



1 PCS 6.1546.030 エキストラクターロード

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



3 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1805.510

PTFE tubing / M8 / 60 cm



1 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



2 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.1909.050

Stirring propeller / 102 mm



1 PCS

6.2001.120

Bottle holder base, right, to 855



1 PCS

6.2041.840

サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製)

59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2053.000


Cable clip



1 PCS

6.2061.010

Bottle holder for Dosinos



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2308.050

Electrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)



1 PCS

6.2323.000

Storage solution



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



1 PCS

6.2751.100

Safety shield



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

1.800.0030

800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.849.0010	849 Level Control



6.2148.010	Remote Box MSB
------------	----------------



6.2840.000	Water bath for Robotic Sample Processors and Robotic Titrosampler
------------	---



複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

