



Robotic Fluoride Analyzer

2.855.2020

フッ化物測定のためのコンプリートパッケージには、最小スペース、最短時間で実行できる完全自動フッ化物測定のための全てのコンポーネントが含まれます。装置、付属品、ソフトウェア、アプリケーション・ノウハウなど、全てが含まれています。

納品範囲 2.855.2020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.802.0010	802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand



個々のお客様の状況に応じた、滴定におけるオートメーションの拡張機能の基本モデル。内蔵式タイトランド、スイングヘッドを含むワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備された省スペース型のロボットサンプルプロセッサXL。メソッドのプログラミングは、ハンディタイプのタッチコントロールまたは滴定ソフトウェア *tiamo*™によって行われます。



結晶皮膜を有するフッ化物選択性電極。

このイオン選択性電極は参照電極と組み合わせて使用しなければならず、以下の用途に適しています：

- F^- (10^{-6} mol/Lから飽和点まで) のイオン測定
- ごく少量のサンプルでのイオン測定 (最小浸漬深度 1 mm)
- 滴定

頑丈で耐破損性のEP製プラスチックシャフトにより、これは機械的に非常に耐性の高いセンサーとなっています。



ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。

この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています：

- 自動アプリケーション
- イオン測定
- 界面活性剤滴定

汚れに耐性のあるグラウンドジョイントダイヤフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(KCl) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。



2 PCS

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.1458.040

Titration Head, 3 x SGJ 14



1 PCS

6.1462.170

Robotic arm with holder for titration head and sensor for 786 Swing Head, right swinging



1 PCS

6.1543.170

Aspiration tip / M8 thread



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



2 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



3 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



2 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1805.510

PTFE tubing / M8 / 60 cm



1 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



2 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.2001.120

Bottle holder base, right, to 855



1 PCS

6.2053.000


Cable clip



1 PCS

6.2061.010

Bottle holder for Dosinos



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2106.020

Strand / 1 m / 2 x B



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2308.050

Electrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



3 PCS

6.2740.020


Spray nozzle



1 PCS

6.2751.100

Safety shield



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.1459.300

プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、
250 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



1 PCS

6.1909.050

Stirring propeller / 102 mm



1 PCS

6.2041.840

サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製)

59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



2 PCS

1.800.0030

800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.849.0010	849 Level Control



6.2148.010	Remote Box MSB
------------	----------------



6.2840.000	Water bath for Robotic Sample Processors and Robotic Titrosampler
------------	---



複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

