



859 Titrotherm komplett (tiamo™付き)

2.859.1010

温度滴定のためのPC制御による自動滴定装置。 温度滴定のための付属品一式を含む(10 mLのビュレット、プロペラスターラー付き滴定スタンド、サーモプローブ、滴定容器、*tiamo™* light)。

納品範囲 2.859.1010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.859.0010	Titrotherm



1 PCS

1.802.0010

802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand



1 PCS

1.804.0010

804 Ti Stand without stand rod



1 PCS

6.1414.010

滴定容器上部 開口部5つ



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロード

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1909.010

Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2026.010

Support stand with support rod



1 PCS

6.2036.000

Mounting ring for titration vessel



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm





807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



859 TitrothermによるTETのための高精度の温度センサー。
Thermoprobeは短い反応時間と高い分離度を有し、ごくわずかな温度変化を正確に捉えることができます。
このセンサーは、HFを含まない水性および非水系の溶液にて、以下の測定などに用いることができます：

- ASTM D8045に準じた酸価 (TAN)
- 塩基価 (TBN)
- 遊離脂肪酸
- Ca/Mg 測定
- リン酸




インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2061.010	Bottle holder for Dosinos



6.2065.000	Stacking frame for 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module
------------	---



6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL
------------	----------------------

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220	807 Dosing Unit 20 mL
------------	-----------------------

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.1575.150 807 Dosing Unit ETFE 5 mL

Dosino によるアルカリ性試薬またはフッ化水素酸 (HF) の計量投入用 807 Dosing Unit ETFE 5 mL。ガラスシリンダーと比較した場合、精度と再現性がやや劣ります。



6.1543.210 3-way stopper with antidiffusion valve



6.9011.040

Thermoprobe HF

HFを含む媒質における859 TitrothermによるTETのための高精度の温度センサー。

Thermoprobeは短い反応時間と高い分離度を有し、ごくわずかな温度変化をも正確に捉えることができます。

このセンサーは、酸性の、フッ化物を含む溶液にて使用することができますが、有機性溶媒に対する耐性はありません。これは以下の用途などに適しています：

- ナトリウムの測定
- エッチング槽の滴定



6.1450.210

PFA titration vessel / 10 to 90 mL



6.2021.030

Electrode holder with rinsing device

