



860 KF Thermoprep

2.860.0010

860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。

納品範囲 2.860.0010

Qt.

Order no.

説明

1 PCS

1.860.0010

860 KF Thermoprep

860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。



1 PCS

6.1446.170

Heating tube stopper



1 PCS

6.1448.057

Aluminum septum caps / 100 pieces



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



2 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



1 PCS

6.2048.030

Guidance rod



1 PCS

6.2049.040

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2060.010

Cable holder



1 PCS

6.2063.010

Sample holder for 6.2419.007 Sample vials (6 mL)



1 PCS 6.2419.007 バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、
100 個



1 PCS 6.2621.110 Crimping tongs



1 PCS 6.2627.000 Oven insert



1 PCS 6.2621.120 Hexagon key 1.5 mm



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。





オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2811.010	モレキュラーシーブ (US) モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。 この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。 
6.2811.000	Molecular sieve 