



870 KF Titrino plus プリンター付き

2.870.1020

ローコストの870 KF Titrino plus は、容量滴定方式の水分測定のためのカールフィッシャー滴定装置です。この装置により、固体、液体、気体のサンプルの微量なppmから100%までの水分を確実に精密に測定することができます。

ルーチンユーザーに合わせて調整されたユーザーインターフェースにより、870 Titrino plus は操作も容易で、ごく短い時間で習熟することができます。また頑丈なので、この装置はルーチン測定には理想的な滴定装置です。

スターラ、滴定容器、10 mL 交換ユニット、USB 感熱式プリンター Q3X および電極が納品内容に含まれます。

納品範囲 2.870.1020

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.870.0010

870 KF Titrino plus

低価格の870 KFティトリノプラスは、容量法KF水分測定装置です。この装置により、個体、液体、気体のサンプルの微量なppmから100%までの水分を確実に精密に測定することができます。ルーチンユーザーに合わせて作られたユーザーインターフェースにより、870 KFティトリノプラスは操作も容易で、ごく短い時間で習熟することができます。また頑丈なので、この装置はルーチン測定には理想的な滴定装置です。滴定容器および電極は納品内容に含まれます。



1 PCS

1.803.0010

803 TI Stand with stirrer and pump



1 PCS

6.0338.100

容量滴定用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー容量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS

6.1414.030

KF滴定容器上部 開口部5つ

カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS

6.1415.220

Titration vessel / 20-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



2 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



2 PCS

6.1903.030


Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS 6.2151.100 Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS 6.2151.120 Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



1 PCS 6.2412.000 Weighing boats



1 PCS 6.2621.070 5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



3 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve





4 PCS

6.9001.050

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



1 PCS

1.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
2.860.0010	860 KF Thermoprep
	860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。

