



885 Compact Oven Sample Changer

2.885.0010

885 コンパクトオープンサンプルチェンジャーはカールフィッシャー水分測定の前処理に使用します。オープン内でサンプルは最高250°Cまで加熱されます。その際に水が蒸発し、水は乾燥したキャリアガスによって分析の行われる滴定セルに運ばれます。

納品範囲 2.885.0010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.885.0010	885 Compact Oven Sample Changer

885 コンパクトオープンサンプルチェンジャーはカールフィッシャー水分測定の前処理に使用します。オープン内でサンプルは最高250°Cまで加熱されます。その際に水が蒸発し、水は乾燥したキャリアガスによって分析の行われる滴定セルに運ばれます。



1 PCS

6.1446.170

Heating tube stopper



1 PCS

6.1448.067

セプタム付きスクリーキャップ、100個。

セプタム付きスクリーキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適合、100個



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS 6.1805.010 FEP tubing / M6 / 13 cm



1 PCS 6.1805.060 FEP tubing / M6 / 60 cm



2 PCS 6.1805.080 FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS 6.1808.040 Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2049.050

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2420.007

スクリーキャップバイアル8 mL、100個

スクリーキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリーキャップ
に適合、100 個



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

