




888 Titrando

2.888.0010

ハイエンド滴定装置（内蔵式ビュレットドライブ付き）

- 付属品なし
- 900 Touch Control または OMNIS Software による操作
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)、等量滴下当量点滴定 (MET)、終点滴定 (SET)、カールフィッシャー滴定 (KFT、OMNISソフトウェアによる操作の場合のみ)
- 4つの MSB コネクタ
- 絶縁処理の施された測定インターフェース (インテリジェント電極「iTrodes」用にも)
- USB コネクタ


納品範囲 2.888.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.888.0010

Titrande




1 PCS

6.2739.010

Wrench



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2168.000	ミニUSBアダプタケーブル、25 cm 854 iConnect を 867 pH Module、901~907 Titrando および 916 Ti-Touchに接続するためのミニUSBアダプタケーブル、25 cm。アダプタケーブルはストレインリリーフとして装置に挿入された状態が保たれ、854 iConnect はアダプタケーブルにのみ着脱されます。 
6.2103.130	Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket 
6.2103.140	Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm 
2.900.0010	900 Touch Control タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。 

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



2.801.0040

801 Stirrer with stand



2.804.0040

804 Ti Stand with stand



2.802.0040

804 Ti Stand 用 802 Stirrer

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。



以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2151.000 Cable USB A – mini-DIN 8-pin



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL

