




888 Titrando、OMNIS SW付き

2.888.0310

内蔵式ビュレットドライブ付きハイエンド滴定装置

- OMNISスタンドアローンライセンス、マグネチックスターラ801 Stirrer、交換ユニット20 mLおよび複合pHガラス電極「Ecotrode plus」を含む
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)、等量滴下当量点滴定 (MET)、終点滴定 (SET)、カール フィッシャー滴定 (KFT)
- 4つのMSBコネクタ
- 滴定用に2つ目のビュレット (オプション)
- 絶縁処理の施された測定インターフェース (インテリジェント電極 «iTrode» 用にも)
- USBコネクタ

納品範囲 2.888.0310

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.801.0010


801 Stirrer



1 PCS

1.888.0010

Titrando



1 PCS

6.0262.100

Ecotrode plus

水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2103.130

Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



1 PCS

6.2103.140

Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.010

Wrench





Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.5609.000	KF equipment



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL



2.800.0020 800 Dosino

高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用
ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 0.65 m）。



2.805.0010 805 Dosimat



2.804.0040 804 Ti Stand with stand



2.854.0010 854 iConnect

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



2.803.0010 803 TI Stand with stirrer and pump

