



Titrando KF、OMNIS SW付き

2.890.0310

890 Titrando は、容量滴定方式のカルフィッシャー滴定のためのハイエンド滴定装置です。装置には内蔵式ビュレットドライブ、MSBコネクタが4つ、絶縁処理された測定インターフェース、USBコネクタが1つ装備されています。タイトロンドコントロール用滴定ソフトウェアOMNIS、803 Ti Stand、10 mLの交換ユニットが同梱されています

納品範囲 2.890.0310

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.803.0010	803 TI Stand with stirrer and pump





2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー滴定用の指示電極。



複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS

6.1414.030

KF滴定容器上部 開口部5つ

カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS

6.1415.220

Titration vessel / 20-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1543.110

Dosing tip / M8 thread



1 PCS

6.1543.120

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



2 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



2 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2412.000

Weighing boats



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



3 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.3026.210

Exchange Unit 10 mL



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.860.0010	860 KF Thermoprep	
	860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。	
6.3026.110	Exchange Unit 1 mL	
6.3026.150	Exchange Unit 5 mL	
6.3026.220	Exchange Unit 20 mL	

6.3026.250

Exchange unit 50 mL



2.136.0100

Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D - Metrohm バージョン

OMNIS Software、tiamo™ または Touch Control による直接操作が可能なホモゲナイザー。

Polytron PT1300 D は制御装置と駆動システムから構成されています。駆動システムのカップリングシステムにより、余計なツールを使用することなくユニットを容易かつ迅速に交換することが可能です。固体のサンプルを難なくすり潰すことができます。この装置は粘性を有するサンプルを均一に混ぜ合わせるのにも大変適しています。



6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

