



892 Professional Rancimat

2.892.0010

892 プロフェッショナルランシマツトは、長年世界で使われているランシマツトメソッドによって自然の油脂および油の酸化安定性を簡単かつ安全に測定するための分析システムです。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポジションのステータスが表示されます。各測定ポジションのスタートキーによって装置の測定をスタートできます。洗浄にかかる手間およびコストは、実用的である使い捨て反応容器および洗浄機に耐えられる付属品の使用によって最小限に抑えることができます。これによって時間とコストを削減し、精度と再現性を著しく改善することができます。

測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されています。装置の制御、データの記録、評価、保存のためには、StabNetソフトウェアが必要です。

納品範囲 2.892.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

892 プロフェッショナルランシマツトは、長年世界で使われているランシマツトメソッドによって自然の油脂および油の酸化安定性を簡単かつ安全に測定するための分析システムです。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポジションのステータスが表示されます。各測定ポジションのスタートキーによって装置の測定をスタートできます。洗浄にかかる手間およびコストは、実用的である使い捨て反応容器および洗浄機に耐えられる付属品の使用によって最小限に抑えることができます。これによって時間とコストを削減し、精度と再現性を著しく改善することができます。測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されています。装置の制御、データの記録、評価、保存のためには、StabNetソフトウェアが必要です。



1 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



1 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



10 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.1821.040

Filter tube



8 PCS

6.1819.080

Cannula for gas feeding



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



8 PCS

6.1808.090

Thread adapter M8 outer / M6 inner



8 PCS

6.0913.130

Measuring vessel cover for stability measuring instruments



8 PCS

6.1451.010

Foam barrier



1 PCS

6.1428.107

Polystyrene measuring vessel for stability measurements



1 PCS

6.1429.040

Reaction vessel short for stability measurements




4 PCS 6.1454.040 O-Ring



1 PCS 6.2151.130 Cable USB A - USB B / 4.5 m



1 PCS 6.2250.000 Labels laminated




24 PCS 6.1816.010 Silicone tubing 0.22 m



1 PCS

6.2418.100

Air tube for oil measurements



1 PCS

6.2628.000

Holder for reaction vessel



1 PCS

6.2041.190

Holder for reaction vessels



1 PCS

6.2753.107

Reaction vessel cover for stability measurements





1 PCS

6.2753.200

Oil separator for Rancimats. Package with 8
units.



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1111.010	安定性測定装置用Pt100温度センサー (17.5 cm) 固定式ケーブルおよびMini DINプラグ付きPt100温度センサー (長さ 17.5 cm)。このガラス不使用の温度センサーは、711 Liquinoおよび安定性測定装置 (743 Rancimat、763 PVC Thermomat、892 Professional Rancimat、または895 Professional PVC Thermomat) での使用に適しています。	
6.1428.030	Glass measuring vessel for stability measurements	
6.1429.050	Reaction vessel long for stability measurements	
6.2059.000	Turning ring	


6.2324.010 Conductivity standard 100 μ S/cm 250 mL



6.2326.000 Silicone oil for stability measuring instruments (50 mL)



6.2418.130 Air tube long for biodiesel measurements



6.2757.000 Air collection tube for stability measuring instruments



6.2821.090 吸引フィルター

気孔径 27 µm。5枚セット。吸引チューブ (6.1834.000) およびフィルターパイプ (6.1821.040)、(6.1821.050)向け。




6.5616.100 Equipment for determination of temperature correction with Rancimats and PVC Thermomats.



6.5706.020 Consumable Kit Rancimat



6.1454.050 Seals to oil separator for Rancimats (8 pieces)





6.6068.202 StabNet 2.x full



6.6068.114 StabNet 1.x Update 2.x full



6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。



6.2151.130 Cable USB A - USB B / 4.5 m

