



899 Coulometer with generator electrode without diaphragm and 885 Compact Oven SC

2.899.3110

納品範囲 2.899.3110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.899.0010	899 Coulometer



1 PCS

1.885.0010

885 Compact Oven Sample Changer

885 コンパクトオープンサンプルチェンジャーはカールフィッシャー水分測定の前処理に使用します。オープン内でサンプルは最高250℃まで加熱されます。その際に水が蒸発し、水は乾燥したキャリアガスによって分析の行われる滴定セルに運ばれます。



1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0345.100

発生電極（1液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどに適しています。



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1446.170

Heating tube stopper



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1448.067

セプタム付きスクリーキャップ、100個。

セプタム付きスクリーキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適合、100個



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



1 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



2 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2049.050

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS

6.2141.390

Remote cable 885 - 899



2 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2151.120

Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2420.007

スクリーキャップバイアル8 mL、100個

スクリーキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリーキャップ
に適合、100 個



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS

6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



4 PCS

6.9001.050

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー



以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.801.0010	801 Stirrer



2.803.0010	803 TI Stand with stirrer and pump
------------	------------------------------------



6.2148.030	RS-232/USB Box
------------	----------------


計量器、パソコン (tiBase ソフトウェア)、LIMS などの接続のため、Titrino plus を 2 つのRS-232インターフェースに拡張。ケーブル 6.2151.030 が必要です。



6.5406.000	Coulometric KF equipment, including generator electrode with diaphragm
------------	--



6.5406.010 Coulometric KF equipment, including generator electrode without diaphragm



6.2164.500 Power Box for 899



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket

