



909 UV Digester (230 V)

2.909.0014

低濃度から中濃度の有機負荷物の水のサンプルのUV分解のための分解装置です。電圧電流法、イオンクロマトグラフィー、分光法（AAS, ICP）を用いた微量元素測定におけるサンプル前処理に使用されます。オペレーションユニットおよび湿式部分を有する内蔵型の装置です。空気の冷却機能ならびに、分解温度および分解時間の自動制御を有します。それぞれ最高12 mLのサンプル量を備えた12サンプル分です。220～240 Vおよび50～60 Hz向けの装置です。

納品範囲 2.909.0014

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.909.0014	909 UV Digester (230 V)

低濃度から中濃度の有機負荷物の水のサンプルのUV分解のための分解装置です。電圧電流法、イオンクロマトグラフィー、分光法（AAS, ICP）を用いた微量元素測定におけるサンプル前処理に使用されます。オペレーションユニットおよび湿式部分を有する内蔵型の装置です。空気の冷却機能ならびに、分解温度および分解時間の自動制御を有します。それぞれ最高12 mLのサンプル量を備えた12サンプル分です。220～240 Vおよび50～60 Hz向けの装置です。




1 PCS

6.1110.010

909 UV Digester用Pt1000温度センサー

909 UV Digesterとの接続のための固定式ケーブル (0.5 m) 付きガラス製Pt1000温度センサー (クラス B)。



12 PCS

6.1446.100

PTFE stopper for 12 mL UV quartz sample vessel



1 PCS

6.1446.190

Thermometer stopper for Pt1000 temperature sensor



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



1 PCS

6.2041.240

Sample holder for 12 quartz sample vessels 12 mL



1 PCS

6.2225.000

UV warning plate



12 PCS

6.2414.000

Quartz sample vessel 12 mL



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2745.100

UV protective shield



1 PCS

6.2804.090

UV mercury vapor lamp



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2042.050	Spacer for Pt1000 temperature sensor