



916 Oil Ti-Touch

2.916.3010

「Reduce to the max」 – これが 916 Ti-Touch のコンセプトです。メトロームの新たなコンパクト滴定装置は、ルーチン分析のためのスタンドアローンシステムのクラスにおける最高のものを提供します。

916 Ti-Touch は、新たに FDA 規制 21 CFR の Part 11 を満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。

916 Oil Ti-Touch は、油製品の酸価と塩基価の測定のための完璧なパッケージをお客様に提供します。内容は、細部にまで説明がついた測定メソッドに加え、滴定のための付属品一式となっています。パッケージにはプロペラスターラーを備えた滴定装置、800 Dosino、ドージングユニット 20 mL、iSolvotrode、非水溶媒滴定に特化したインテリジェント pH ガラス電極が含まれます。

納品範囲 2.916.3010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS 1.800.0040 800 Dosino (Kabellänge 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).



1 PCS 1.802.0020 802 Stirrer



1 PCS 1.854.0010 854 iConnect



1 PCS 6.0279.300 iSolvotrode

あらゆる酸/塩基の非水滴定のためのセンサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合pH 電極。ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプルにも適しています。電極は、非水性参照内部液（塩化リチウムまたはTEABr）と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管します。
iTrodeはTitrand、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1909.010

Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.050

Support rod / 300 mm



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.6066.000

USB flash drive for Ti-Touch



1 PCS 6.02005.000 電極ホルダー OMNIS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



1 PCS 6.2723.300 Protective cover for 900 Touch Control



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.800.0010	800 Dosino 800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。
	
2.805.0010	805 Dosimat
	
6.3026.110	Exchange Unit 1 mL
	
6.3026.150	Exchange Unit 5 mL
	

6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.2723.300 Protective cover for 900 Touch Control



916 Ti-Touch または 915 KF Ti-Touch を用いたルーチンサンプルの自動分析のためのサンプルプロセッサ。

少量から中量までの、連続した、カール フィッシャー滴定などの電位差滴定の自動処理のための、ワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きサンプルプロセッサ。内蔵式ポンプの他に、もう一つのポンプ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリングの作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。



以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2107.120 Manual Dosing Controller - Ti-Touch



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

