



916 Food Ti-Touch

2.916.4010

「Reduce to the max」 – これが 916 Ti-Touch のコンセプトです。メトロームの新たなコンパクト滴定装置は、ルーチン分析のためのスタンドアローンシステムのクラスにおける最高のものを提供します。

916 Ti-Touch は、新たに FDA 規制 21 CFR の Part 11 を満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。

916 Food Ti-Touch は、食品分野における水性の酸および塩基の滴定のための完璧なパッケージを提供します。内容は、細部にまで説明がついた測定メソッドに加え、滴定のための付属品一式となっています。パッケージにはプロペラスターラーを備えた滴定装置、800 Dosino、ドージングユニット 20 mL、iEcotrode plus、水性の酸および塩基の滴定に特化したインテリジェント pH ガラス電極が含まれます。

弊社の60年以上のアプリケーション・ノウハウを存分にご利用ください。ご信頼いただけるおよそ100のメソッドが、お客様のご利用をお待ちしています。滴定装置のプログラミングは不要です。メソッドは同梱のUSBメモリスティックから簡単にダウンロードすることができます。メソッドは、以下の刊行物を参照して作成されました。

- Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC, USA)
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
- Schweizerisches Lebensmittelbuch (「スイス食品事典」)
- Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung (「水、下水、汚泥調査におけるドイツ統一試験法」)

納品範囲 2.916.4010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.800.0040	800 Dosino (Kabellänge 0.65 m) Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).
		
1 PCS	1.802.0020	802 Stirrer
		
1 PCS	1.854.0010	854 iConnect
		
1 PCS	6.0280.300	iEcotrode Plus センサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合 pH電極。この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。
 参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存溶液にて保管します。
 iTrodeはTitrando、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



1 PCS 6.1546.030 エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS 6.1608.023 Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS 6.1909.010 Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS 6.2013.010 Clamping ring



1 PCS	6.2016.050	Support rod / 300 mm
-------	------------	----------------------



2 PCS	6.2043.005	Holding clip for bottles
-------	------------	--------------------------



1 PCS	6.2164.010	卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC
-------	------------	------------------------------

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS	6.2307.230	Buffer solutions pH 4, 7 and 9
-------	------------	--------------------------------



1 PCS	6.2308.050	Electrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)
-------	------------	---------------------------------



1 PCS	6.2323.000	Storage solution
-------	------------	------------------



1 PCS	6.2621.030	Hexagon key 4 mm
-------	------------	------------------



1 PCS	6.2709.070	Guiding sleeve
-------	------------	----------------



1 PCS	6.3032.220	807 Dosing Unit 20 mL
-------	------------	-----------------------

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS	6.6066.000	USB flash drive for Ti-Touch
-------	------------	------------------------------



1 PCS	6.02005.000	電極ホルダー OMNIS
-------	-------------	--------------

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



1 PCS	6.2723.300	Protective cover for 900 Touch Control
-------	------------	--



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.800.0010	800 Dosino 800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。
2.805.0010	805 Dosimat 
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F 
6.3026.110	Exchange Unit 1 mL 
6.3026.150	Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.2723.300 Protective cover for 900 Touch Control



2.810.0010 810 Sample Processor

916 Ti-Touch または 915 KF Ti-Touch を用いたルーチンサンプルの自動分析のためのサンプルプロセッサ。

少量から中量までの、連続した、カール フィッシャー滴定などの電位

差滴定の自動処理のための、ワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きサンプルプロセッサ。内蔵式ポンプの他に、もう一つのポンプ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリングの作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。



2.804.0040 804 Ti Stand with stand



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2107.120 Manual Dosing Controller - Ti-Touch



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

