



NIRS XDS RapidContent Solids Module

2.921.0120

Rapid, nondestructive analyses of solid and liquid substances

The NIRS XDS RapidContent Analyzer enables rapid, nondestructive analyses of solid and liquid formulations and substances. The sample is centered with the aid of an iris, thus enhancing the reproducibility of the analysis. A gold diffuse reflector enables the measurement of liquid samples. The Solids Module of the NIRS XDS RapidContent Analyzer extends the area of application to include practically every form of solid samples, whether it be fine powders, coarse granulates, pellets or flakes.

納品範囲 2.921.0120

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzerにおける小さいサンプル容器、Reflection standard、様々なバイアル、またはTransflexion容器などの焦点合わせのためのIrisアダプター



サンプルモジュールによるモノクロメーターのキャリブレーションには、反射基準が必要となります。

キャリブレーション基準の固定には、その中にスタンダードを設置するホルダーを使用します。

リフレクションスタンダードおよびそれに付属するホルダーは、以下のものに必要となります：

- NIRS XDS MultiVial Analyzer（注文番号: 29211210）
- NIRS XDS MasterLab Analyzer（注文番号: 2.921.1310）



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7402.200	6.7402.110 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 15 mm 反射のための流出防止ストッパー123個。 
6.7402.210	6.7402.120 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 19 mm 反射のための流出防止ストッパー225個。 
6.7402.220	6.7402.130 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 22 mm 反射のための流出防止ストッパー172個。 
6.7402.230	6.7402.140 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 28 mm 反射のための流出防止ストッパー216個。 

6.7402.110 使い捨てバイアル、15 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 15mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 123 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.120 使い捨てバイアル、19 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 19mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 225 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.130 使い捨てバイアル、22 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 22mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 172 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.140 使い捨てバイアル、28 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 28mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 216 個。以下のアナライザーに適しています：

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

