



NIRS XDS MasterLab Module

2.921.0310

Rapid, nondestructive analyses of tablets, capsules and other solid-state dosage forms

The NIRS XDS MasterLab Analyzer enables the rapid, nondestructive analyses of solid-state dosage forms such as tablets, capsules, film-coated tablets, gel tablets and gel capsules for manufacturers in the pharmaceuticals industry. Solids in vials can also be analyzed with the NIRS XDS MasterLab Analyzer. The analysis takes place in reflection or transmission mode. The sample input proceeds via a sample slide that can be moved in x and y direction and that is designed for trays with several tablets and/or vials. Analyses of individual samples are optimized with an iris. An optionally available coarse granular sample cell for coarse granular substances extends analysis to include practically all solid forms ranging from fine powders to coarse granular materials, e.g., pellets and flakes.

納品範囲 2.921.0310

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzerにおける小さいサンプル容器、Reflection standard、様々なバイアル、またはTransflexion容器などの焦点合わせのためのIrisアダプター



サンプルモジュールによるモノクロメーターのキャリブレーションには、反射基準が必要となります。


キャリブレーション基準の固定には、その中にスタンダードを設置するホルダーを使用します。

リフレクションスタンダードおよびそれに付属するホルダーは、以下のものに必要となります：

- NIRS XDS MultiVial Analyzer（注文番号: 29211210）
- NIRS XDS MasterLab Analyzer（注文番号: 2.921.1310）



主に XDS MasterLab Analyzer を用いた錠剤の分析のための、スポットサイズを 4.5 mm に縮小するためのアパーチャープレート。



透過率測定のための XDS MasterLab のキャリブレーション用透過率リファレンス。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7402.200	6.7402.110 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 15 mm 反射のための流出防止ストッパー123個。 
6.7402.210	6.7402.120 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 19 mm 反射のための流出防止ストッパー225個。 
6.7402.220	6.7402.130 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 22 mm 反射のための流出防止ストッパー172個。 
6.7402.230	6.7402.140 のための流出防止ストッパー 使い捨てバイアル 28 mm 反射のための流出防止ストッパー216個。 

6.7402.110 使い捨てバイアル、15 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 15mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 123 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.120 使い捨てバイアル、19 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 19mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 225 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.130 使い捨てバイアル、22 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 22mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 172 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.140 使い捨てバイアル、28 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 28mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 216 個。以下のアナライザーに適しています：

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



6.7410.110

NIRS FlexiTray

