



NIRS XDS RapidLiquid Module

2.921.0410

Rapid, precise analyses of liquids and suspensions of all types

The NIRS XDS RapidLiquid Analyzer enables rapid, precise analyses of liquid formulations and substances. Precise measurement results at the push of a button make the NIRS XDS RapidLiquid Analyzer an equally reliable and simple solution for quality monitoring in laboratories and processes. The samples are transferred to quartz cuvettes designed for multiple use or disposable glass vials; a tempered sample compartment ensures reproducible analysis conditions and thus accurate measurement results.

納品範囲 2.921.0410

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.7403.030	使い捨てバイアル10mm用のXDSホルダ (6.7402.100) 直径10mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。	
6.7403.020	使い捨てバイアル2mm用のXDSホルダ (6.7402.070) 直径2mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。	
6.7403.000	使い捨てバイアル8mm用のNIRS XDSホルダ (6.7402.000) 直径8mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。	
6.7402.070	使い捨てバイアル、直径 2mm、透過 透過した液体を分析するための直径 2mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。 次の製品と互換性があります: - ホルダー OMNIS NIR、バイアル、2 mm (6.07401.050) - フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.000)	

6.7402.100 使い捨てバイアル、直径 10mm、透過

透過した液体を分析するための直径 10mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 195 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、10 mm (6.07401.080)
- 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (6.7492.030)



6.7402.240 使い捨てバイアル、8 mm、透過、100 個

透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋 (個数 = 100) が付属されています。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm (6.07401.070)
- 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー (6.7492.020)



6.7402.260 使い捨てバイアル用閉じ蓋、4 mm、100 個

透過用使い捨てバイアル 4 mm のための閉じ蓋 100個 (6.7402.250)。

