



NIRS XDS RapidLiquid Analyzer

2.921.1410

あらゆる種類の液体および懸濁液の迅速で正確な分析。

NIRS XDS RapidLiquid Analyzerは、液体製剤および物質の迅速で正確な分析を可能にします。ボタンを押すだけで正確な測定結果が得られるため、NIRS XDS RapidLiquid Analyzerはラボおよびプロセスにおける品質管理のための信頼性が高くシンプルなソリューションです。サンプルは、再使用可能な石英製キュベットまたは使い捨てガラス製バイアルに置かれます。温度調整されたサンプルコンパートメントは、再現性のある分析条件、およびそれによる正確な測定結果を保証します。

納品範囲 2.921.1410

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.921.0010

NIRS XDS Monochromator



1 PCS

1.921.0410

NIRS XDS RapidLiquid Module



1 PCS

6.7400.000

NIRS XDS accessory kit



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7403.000	使い捨てバイアル8mm用のNIRS XDSホルダ (6.7402.000) 直径8mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。 
6.7403.010	使い捨てバイアル4mm用のNIRS XDSホルダ (6.7402.010) 直径4mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ 
6.7403.020	使い捨てバイアル2mm用のXDSホルダ (6.7402.070) 直径2mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。 
6.7430.010	実験装置用 NIRS XDS 交換部品 実験装置用 NIRS XDS 交換部品は、交換ランプ 2 個、ファンフィルター 2 個、ヒューズ 4 個で構成されています。 

6.7430.000 NIRS XDS lab spare lamp



6.7450.040 NIRS transmission wavelength calibration standard



6.7401.040 NIRS XDS quartz cuvette, screw top, 20 mm pathlength



6.7401.110 NIRS XDS クォーツキュベット、オープン、0.5 mm 層厚

NIRS XDS RLA分析器で伝送中の液体のスペクトルを記録するための、0.5 mmの層の厚さを持つ開放型クォーツキュベット。



6.7403.110 0.5 mm キュベットのNIRS XDS スペーサー (6.7401.110)

NIRS XDS RLAアナライザーで0.5 mmの層厚の開放型クォーツキュベットを固定するためのスペーサー。



6.7401.310 フローセル、1 mm

近赤外分光法 (NIRS) の分析に適した、光路長 1.0 mm のフロークォーツキュベットです。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.070401.100)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7493.000)



6.7401.200 クォーツキュベット、1 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります:

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 1 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.100)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (6.07401.010)



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Network は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート

バージョン Vision Air Network Complete (66072207) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Complete (66072209) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Network Complete は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Network Complete (66072210) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

サンプル容器内のキュベットの最適な位置合わせのためのスペーサーは、12.5 mm キュベットセットのNIRS Spacerに含まれています。



6.7401.210 クォーツキュベット、2 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります:

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 2 mm のキュベット用 DS2500ホルダー (6.7492.110)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (6.07401.010)



6.7401.220 クォーツキュベット、5 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります:

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 5 mm のキュベット用 DS2500ホルダー (6.7492.120)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、5 mm (6.07401.030)



6.7401.230 クォーツキュベット、10 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

以下の製品と互換性があります:

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 10 mm のキュベット用 DS2500ホルダー (6.7492.130)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、10 mm (6.07401.040)



近赤外分光法 (NIRS) に適した、光路長 0.5 mm のフロー石英キュベットです。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.070401.100)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7493.000)



6.7401.320 NIRS 12.5 mm クォーツキュベット フロー 2 mm

フロークォーツキュベットは、例えば錠剤の溶解プロセスや反応動特性を持続的に監視することを可能にします。高い耐圧性および特別な気泡回収システムにより、あらゆる測定が非常に快適に行えるようになります。

最高の純度および均一性を備えたクォーツガラス製のウィンドウは、200 nm～2500 nmの波長域において80%以上の透過性を保証します。

様々な層厚のものをご利用いただけます:

層厚0.5 mm、容量 = 175 μ L (注文番号: 67401300)

層厚1 mm、容量 = 350 μ L (注文番号: 67401310)

層厚2 mm、容量 = 700 μ L (注文番号: 67401320)

層厚5 mm、容量 = 1750 μ L (注文番号: 67401330)

層厚10 mm、容量 = 3500 μ L (注文番号: 67401340)

スペック h x l x w = 35 mm x 12.5mm x 12.5 mm

ウィンドウ高さ = 8.5～15 mm

XDS Rapidliquid Analyzer のための NIRS スペーサーおよび DS2500 Liquid Analyzer のための DS2500 ホルダと互換性があります。



フロークォーツキュベットは、例えば錠剤の溶解プロセスや反応動特性を持続的に監視することを可能にします。高い耐圧性および特別な気泡回収システムにより、あらゆる測定が非常に快適に行えるようになります。

最高の純度および均一性を備えたクォーツガラス製のウィンドウは、200 nm～2500 nmの波長域において80%以上の透過性を保証します。

様々な層厚のものをご利用いただけます:

層厚0.5 mm、容量 = 175 μ L (注文番号: 67401300)

層厚1 mm、容量 = 350 μ L (注文番号: 67401310)

層厚2 mm、容量 = 700 μ L (注文番号: 67401320)

層厚5 mm、容量 = 1750 μ L (注文番号: 67401330)

層厚10 mm、容量 = 3500 μ L (注文番号: 67401340)

スペック h x l x w = 35 mm x 12.5 mm x 12.5 mm

ウィンドウ高さ = 15 mm

XDS Rapidliquid Analyzer のための NIRS スペーサーと互換性があります



フロークォーツキュベットは、例えば錠剤の溶解プロセスや反応動特性を持続的に監視することを可能にします。高い耐圧性および特別な気泡回収システムにより、あらゆる測定が非常に快適に行えるようになります。

最高の純度および均一性を備えたクォーツガラス製のウィンドウは、200 nm～2500 nmの波長域において80%以上の透過性を保証します。

様々な層厚のものをご利用いただけます:

層厚0.5 mm、容量 = 175 μ L (注文番号: 67401300)

層厚1 mm、容量 = 350 μ L (注文番号: 67401310)

層厚2 mm、容量 = 700 μ L (注文番号: 67401320)

層厚5 mm、容量 = 1750 μ L (注文番号: 67401330)

層厚10 mm、容量 = 3500 μ L (注文番号: 67401340)

スペック h x l x w = 35 mm x 12.5 mm x 12.5 mm

ウィンドウ高さ = 15 mm

XDS Rapidliquid Analyzer のための NIRS スペーサーと互換性があります



規制環境における NIRS XDS RapidLiquid Analyzer および NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer のための認証された波長および透過率基準 (0.25AU、0.5AU、1AU、1.5AU、および 2.0AU)。



6.7430.060 マイクロファイバー製クリーニングクロス

モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。



6.7402.070 使い捨てバイアル、直径 2mm、透過

透過した液体を分析するための直径 2mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、2 mm (6.07401.050)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.000)



6.7402.100 使い捨てバイアル、直径 10mm、透過

透過した液体を分析するための直径 10mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 195 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、10 mm (6.07401.080)
- 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (6.7492.030)



6.7403.030 使い捨てバイアル10mm用のXDSホルダ (6.7402.100)

直径10mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。



6.7402.240 使い捨てバイアル、8 mm、透過、100 個

透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋 (個数 = 100) が付属されています。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm (6.07401.070)
- 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー (6.7492.020)




6.7402.250 使い捨てバイアル、4 mm、透過、200 個

透過した液体を分析するための光学的距離 4 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、4 mm (6.07401.060)
- 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (6.7492.010)



6.7402.260 使い捨てバイアル用閉じ蓋、4 mm、100 個

透過用使い捨てバイアル 4 mm のための閉じ蓋 100個 (6.7402.250)。

