



NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer

2.921.1510

テクニカルセンターおよびパイロットプラントにおける反応モニタリングのための堅牢な測定システム。

NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzerは、テクニカルセンターおよびパイロットプラントの化学反応を簡単かつ確実にモニタリングします。生産プロセスのスケールアップ並びにメソッド開発は、NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzerが様々なサンプルの識別と品質に関して正確な結果を提供するアプリケーション分野です。反射プローブによって固形物、高分散液体およびスラリーが測定されますが、水性製品、透明液体および溶媒の分析にはトランスフレクションプローブが使用されます。プローブはライトガイドを介してアナライザーに接続されているため、プロセス環境の過酷な条件下でも安全確実な測定が可能です。

納品範囲 2.921.1510

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



Robust measurement system for the monitoring of reactions in technical centers and in pilot plants

The NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer enables the simple and reliable monitoring of chemical reactions in technical centers and pilot plants. The method development and the scale-up of production processes are areas of application in which the NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer supplies precise results regarding the identity and quality of a wide variety of samples. Whereas solids, strongly scattering liquids and slurries are measured with the reflection probe, the immersion probe is used to analyze aqueous products, clear liquids and solvents. The probe is connected to the analyzer through an optical fiber to enable secure measurements even under rough and/or dangerous conditions in the processing environment.



交換用プローブセットには、反射プローブ、半透過プローブ、様々な長さ(2cm、4cm、5cm、10cm)に設定できる固定用ねじを含むスペーサーが含まれています。更に、プローブの保護カバー、六角レンチ、パッキングリングが付属しています。

このセットはXDS SmartProbe AnalyzerおよびXDS Interactance Optiprobe Analyzerの付属品です。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7430.010	実験装置用 NIRS XDS 交換部品 実験装置用 NIRS XDS 交換部品は、交換ランプ 2 個、ファンフィルター 2 個、ヒューズ 4 個で構成されています。 
6.7430.000	NIRS XDS lab spare lamp 
6.7450.000	NIRS reflection standard, set of 2 
6.7450.010	NIRS reflection standard, set of 7 

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Network は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート

バージョン Vision Air Network Complete (66072207) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Complete (66072209) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Network Complete は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Network Complete (66072210) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション



6.7430.060 マイクロファイバー製クリーニングクロス

モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。

