



NIRS XDS SmartProbe Analyzer – 2 m Fiber

2.921.1610

固体および液体である物質のクオリティをコントロールするための頑丈かつフレキシブルな測定システム。

NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、固体および液体である物質や製剤を、迅速かつ非破壊的に分析することが可能となります。NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、瓶であろうと、袋やその他の入れ物であろうと、それぞれのオリジナルの輸送用容器内にて、直接物質の識別およびクオリティの測定が可能です。頑丈であると同時に人間工学的なデザインにより、NIRS XDS SmartProbe Analyzer は、保管庫やラボでの品質管理には理想的なソリューションです。NIRS XDS SmartProbe Analyzer の使用法は極めて簡単です。測定の際はプローブをサンプル内に入れ、測定ボタンを押します。Pass/Fail (合否判定) は、測定後すぐにグリップのところで読み取ることができます。

XDS SmartProbe Analyzer は、ファイバーの長さ 3 m のものもご購入いただけます (注文番号: 2.921.1620)

納品範囲 2.921.1610

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



固体および液体である物質のクオリティをコントロールするための頑丈かつフレキシブルな測定システム

NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、固体および液体である物質や製剤を、迅速かつ非破壊的に分析することが可能となります。NIRS XDS SmartProbe Analyzer により、瓶であろうと、袋やその他の入れ物であろうと、それぞれのオリジナルの輸送用容器内にて、直接物質の識別およびクオリティの測定が可能です。頑丈であると同時に人間工学的なデザインにより、NIRS XDS SmartProbe Analyzer は、保管庫やラボでの品質管理には理想的なソリューションです。NIRS XDS SmartProbe Analyzer の使用法は極めて簡単です。測定の際はプローブをサンプル内に入れ、測定ボタンを押します。Pass/Fail (合否判定) は、測定後すぐにグリップのところで読み取ることができます。

XDS SmartProbe Modul は、ファイバーの長さ 3 m のものをご購入いただけます (注文番号: 2.921.1620)



交換用プローブセットには、反射プローブ、半透過プローブ、様々な長さ(2cm、4cm、5cm、10cm)に設定できる固定用ねじを含むスペーサーが含まれています。更に、プローブの保護カバー、六角レンチ、パッキングリングが付属しています。

このセットはXDS SmartProbe AnalyzerおよびXDS Interactance Optiprobe Analyzerの付属品です。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7430.010	実験装置用 NIRS XDS 交換部品 実験装置用 NIRS XDS 交換部品は、交換ランプ 2 個、ファンフィルター 2 個、ヒューズ 4 個で構成されています。
	
6.7430.000	NIRS XDS lab spare lamp 
6.7450.000	NIRS reflection standard, set of 2 
6.7450.010	NIRS reflection standard, set of 7 



6.6072.208

Vision Air 2.0 Complete

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。

Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Network は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート

バージョン Vision Air Network Complete (66072207) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Complete (66072209) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Network Complete は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Network Complete (66072210) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。

