



DS2500 Solid Analyzer

2.922.0010

ラボおよび生産環境における品質管理用の堅牢な近赤外分光法。

DS2500 Analyzerは、生産チェーン全体に沿った固形物、クリーム、およびオプションとしての液体のルーチン分析に実績のあるフレキシブルなソリューションです。頑丈な仕様により、DS2500 Analyzerは粉塵、湿気、振動や温度変動に強い為、過酷な生産環境での使用に理想的です。

DS2500は400 ~ 2500 nmのスペクトル範囲全体をカバーし、1分以内に正確で再現性の高い結果を提供します。DS2500 Analyzerは製薬業界の要件を満たしており、簡単な操作により日常的な作業においてユーザーをサポートします。

装置に完全に適応した付属品により、顆粒のような粒の荒い固形物、またはクリームのような半固形液体サンプルなどのあらゆる困難なタイプのサンプルにおいても、最良の結果を得ることができます。固形物の測定においては、9つまでのサンプルのシリーズの自動測定を可能にするMultiSample Cupを使用することで、生産性を高めることができます。

オプションアクセサリ

Order no.

説明

6.7402.050 DS2500 サンプル容器、大

NIRS DS2500 Analyzerを用いた、様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル記録のための、大きなサンプル容器です。



6.7430.050 NIRS DS2500 のためのスペアランプ

NIRS DS2500 Analyzer のためのスペアランプ (12.0 V および 35 W)



6.7402.060 NIRS DS2500 サンプル容器、大、5個

NIRS DS2500 Analyzerを用いた、反射された粉末および顆粒のスペクトルの測定のための大きなサンプル容器5個のセット。



6.7402.030 NIRSトランスフレクション容器、小、10個(使い捨てのフタ100個付き)

反射中の粉末や粗粒状物質のスペクトル記録のための小さなサンプル容器。サンプル容器はサンプルの紛失を避けるために、またサンプル容器内での粉末や粗粒状物質の分散が均一になるように、使い捨てのフタで閉じることができます。



以下の装置においてはサンプルガラス容器が使用されます:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)

6.7450.000 NIRS reflection standard, set of 2



6.7450.010 NIRS reflection standard, set of 7



6.7425.100 DS2500 Iris

36mmまで直径を様々に調節できるDS2500のためのIrisにより、パイアル中のサンプルの反射分析をフレキシブルに行うことが可能となります。

DS2500のためのIrisは、小さいサンプル容器用のホルダーにセットされます。注文番号: 6.7430.040



6.7400.010 液体サンプルのためのNIRSトランスフレクションキット

NIRS Liquid Sample Kit Transflectionにより、以下の装置における液体のトランスフレクション測定機能を拡張することができます:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Network は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート

バージョン Vision Air Network Complete (66072207) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Complete (66072209) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Network Complete は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Network Complete (66072210) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

液体のスペクトル測定のためのオプティカルフラットのトランスフレクション容器。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



使い捨てのフタは、小さいサンプル容器を確実に密閉するために使用されます。以下の機器にサンプルガラス容器が使用されます:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS Masterlab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS RCA Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1210)



パッケージは100個の使い捨てのフタから構成されます。

液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクタ。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクタ。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



6.7420.020 NIRS 金製リフレクター、全層厚4 mm

液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクター。以下の装置との組み合わせが可能です:

NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



6.7490.430 DS2500 Slurry Cup

Slurry Cupは、DS2500を用いた高粘度の物質の分析に最適なサンプル容器です。開放型のデザインにより、Slurry Cupにペーストおよびクリームを簡単に配置することができ、洗浄も迅速かつ効率的に行うことができます。

Liquid Kit (6.7400.010) と組み合わせることで、透明で粘性のあるサンプルも検査することができます。



6.7430.060 マイクロファイバー製クリーニングクロス

モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。



6.7402.110 使い捨てバイアル、15 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 15mm の密封可能なガラス製使い捨てバイアル 123 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.120 使い捨てバイアル、19 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 19mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 225 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.130 使い捨てバイアル、22 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 22mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 172 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.140 使い捨てバイアル、28 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 28mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 216 個。以下のアナライザーに適しています:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



6.7402.220 6.7402.130 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 22 mm 反射のための流出防止ストッパー172個。



6.7402.230 6.7402.140 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 28 mm 反射のための流出防止ストッパー216個。



6.7402.150 サンプル容器(大)用のDS2500の蓋

DS2500 Analyzerのためのサンプル容器(大)用の蓋



6.7490.450 DS2500 MultiSample Cup 19 mm

19 mm バイアル 8個用のDS2500 MultiSample Cup



6.7490.460 DS2500 MultiSample Cup 22mm

22 mm バイアル 7個用のDS2500 MultiSample Cup



6.7490.470 DS2500 MultiSample Cup 28 mm

28 mm バイアル 6個用のDS2500 MultiSample Cup



6.7490.440 DS2500 Multisample Cup 15 mm

15 mm バイアル 9個用のDS2500 MultiSample Cup



6.7402.200 6.7402.110 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 15 mm 反射のための流出防止ストッパー123個。



6.7402.210 6.7402.120 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 19 mm 反射のための流出防止ストッパー225個。



6.7490.480 サンプル容器 (大) 用の蓋 (黒)

DS2500 Analyzerのためのサンプル容器 (大) 用の蓋 (黒)。

