



NIRS DS2500 Polymer Analyzer

2.922.1000

ラボおよび生産環境におけるポリマーの品質管理のための堅牢な近赤外分光法。

NIRS DS2500 Polymer Analyzerは、生産チェーン全体に沿ったPE、PP、PET、ポリアミド、ならびにその他の固体のポリマーの品質管理およびルーチン分析に実績のあるフレキシブルなソリューションです。NIRS DS2500 Polymer Analyzerは粉塵、湿気、振動や温度変動に強く、ラボ環境でも、過酷な生産環境でも使用することができます。

NIRS DS2500 Polymer Analyzerは400 ~ 2500 nmのスペクトル範囲全体をカバーし、1分以内で正確な結果を提供します。NIRS DS2500 Polymer Analyzerは、PE、PP、PET およびポリアミド (PA6) のプリキャリブレーションにより直ちに稼働可能状態となり、簡単な操作により日常的な作業においてユーザーをサポートします。

納品範囲 2.922.1000

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.922.0010

NIRS DS2500 Analyzer



1 PCS

6.7425.100

DS2500 Iris

36mmまで直径を様々な調節できるDS2500のためのIrisにより、パイアル中のサンプルの反射分析をフレキシブルに行うことが可能となります。

DS2500のためのIrisは、小さいサンプル容器用のホルダーにセットされます。注文番号: 6.7430.040



1 PCS

6.7402.050

DS2500 サンプル容器、大

NIRS DS2500 Analyzerを用いた、様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル記録のための、大きなサンプル容器です。



1 PCS

6.7490.480

サンプル容器 (大) 用の蓋 (黒)

DS2500 Analyzerのためのサンプル容器 (大) 用の蓋 (黒)。



1 PCS

6.6072.150

ポリマープリキャリブレーションのためのパウ
チャー

プリキャリブレーションのためのパウチャー。ポリマープリキャリブ
レーションの要求権限付き (PP、PE、PPまたはポリアミド)



1 PCS

6.7430.040

DS2500 ホルダー

以下のものに用いられるホルダー:

- サンプル容器小 (6.7402.030)
- DS2500 Iris (6.7425.100)



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.7490.440	DS2500 Multisample Cup 15 mm 15 mm バイアル 9個用のDS2500 MultiSample Cup	 A black circular multi-sample cup with 9 wells. Five wells contain glass vials with white caps, and two other wells contain vial caps. The remaining two wells are empty.
6.7490.450	DS2500 MultiSample Cup 19 mm 19 mm バイアル 8個用のDS2500 MultiSample Cup	 A black circular multi-sample cup with 8 wells. Five wells contain glass vials with white caps, and two other wells contain vial caps. The remaining one well is empty.
6.7490.460	DS2500 MultiSample Cup 22mm 22 mm バイアル 7個用のDS2500 MultiSample Cup	 A black circular multi-sample cup with 7 wells. Five wells contain glass vials with white caps, and two other wells contain vial caps. The remaining one well is empty.
6.7490.470	DS2500 MultiSample Cup 28 mm 28 mm バイアル 6個用のDS2500 MultiSample Cup	 A black circular multi-sample cup with 6 wells. Four wells contain glass vials with white caps, and two other wells contain vial caps. The remaining one well is empty.



モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。



反射された固形物を分析するための直径 28mm の密封可能なガラス製使い捨てバイアル 216 個。以下のアナライザーに適しています:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



反射された固形物を分析するための直径 22mm の密封可能なガラス製使い捨てバイアル 172 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.120 使い捨てバイアル、19 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 19mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 225 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.110 使い捨てバイアル、15 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 15mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 123 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.150 サンプル容器(大)用のDS2500の蓋

DS2500 Analyzerのためのサンプル容器(大)用の蓋



6.7430.050 NIRS DS2500 のためのスペアランプ

NIRS DS2500 Analyzer のためのスペアランプ (12.0 V および 35 W)

