



NIRS DS2500 Polyol Analyzer

2.929.1000

ラボおよび生産環境におけるポリオール品質管理のための堅牢な近赤外分光法。

NIRS DS2500 Polyol Analyzerは、ポリオール品質管理およびルーチン分析に実績のあるフレキシブルなソリューションであり、規格ASTM D6342-12およびISO 15063:2011に適合しています。頑丈な仕様により、NIRS DS2500 Polyol Analyzerは粉塵、湿気、および振動に影響を受けない為、過酷な生産環境での使用に理想的です。

NIRS DS2500 Polyol Analyzerは400～2500 nmのスペクトル範囲全体をカバーし、サンプルを80° Cまで加熱し、1分以内で正確な結果を提供します。NIRS DS2500 Polyol Analyzerは、ポリオールのプリキャリブレーションにより直ちに稼働可能状態となり、簡単な操作により日常的な作業においてユーザーをサポートします。

納品範囲 2.929.1000

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



直径8 mmのガラス製使い捨てバイアル用インテリジェントホルダー



透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋 (個数 = 100) が付属されています。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm (6.07401.070)
- 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー (6.7492.020)



高温時の分析向けオプションとしての保護を提供するDS2500 Liquid Analyzer ヒートプロテクション。



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。

Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.7430.050

NIRS DS2500 のためのスペアランプ

NIRS DS2500 Analyzer のためのスペアランプ (12.0 V および 35 W)



6.7494.000

DS2500 Liquid 波長基準

DS2500 Liquid Analyzerのための透過波長基準

