



Pt1000 を備えた dUnitrode

6.00200.300

Pt1000 温度センサー内蔵のデジタル複合 pH 電極。これらは、特に以下に適しています:

- 困難な、または粘性の高い、あるいはアルカリ性のサンプルでの pH 測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照電解液(さんしょうでんかいえき): $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

あるいは: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: Idrolyte、Idrolyte で保管。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

納品範囲 6.00200.300

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) 
6.2323.000	Storage solution 
6.2325.000	pHit kit 
6.02104.310	電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、1.5 m dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル 

6.02104.300 電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m

dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル



6.2308.040 Idrolyte (250 mL)



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

