



dEcotrode Plus

6.00201.300

OMNIS用デジタル複合pH 電極。

この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

dTrodeはOMNIS Titratorにて使用できます。

納品範囲 6.00201.300


Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) 
6.2323.000	Storage solution 
6.2325.000	pHit kit 
6.02104.300	電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル 

6.02104.310 電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、1.5 m

dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

