



dProfitrode

6.00204.300

ダブルジャンクションシステムを装備した OMNIS 用デジタル複合 pH 電極。この電極は、以下のようなサンプルの pH 測定/滴定に適しています:

- センサーの参照システムを汚すサンプル (例えば浴槽、硫化物を含むサンプルなど)
- 塩化カリウム $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ に参照内部液として用いることのできないサンプル (例えばサンプルとカリウムまたは塩化物の反応など)

電極には、必要に応じて取り換えることのできる、汚れに耐性のあるフレキシブルなグランドジョイントダイアフラムが装備されています。

塩橋(えんきょう)として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

塩橋(えんきょう)は、適切な内部液と交換することができます (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010))。使用される電解液にて保管します。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

納品範囲 6.00204.300

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) 
6.2323.000	Storage solution 
6.2325.000	pHit kit 
6.02104.300	電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル 

6.02104.310 電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、1.5 m

dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル



6.2310.010 Electrolyte KNO₃-1 mol/L 250 mL



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

