



発生電極 (2 液型電極付き)

6.00348.100

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極 (2 液型電極付き)、すり合わせ 29/22。この電極は、OMNIS Sample Robot Oven との使用時にケーブル配線と操作を簡単にする、上向きに角度の付いたケーブルコネクタを有しています。

この発生電極は特に以下の用途に適しています:

- 絶対水分 50 ppm の非常に低いサンプル
- オイルサンプルにおける電量法水分測定
- ケトン試薬を用いるアプリケーション
- 低導電性試薬が用いられる用途 (10% を超えるクロロホルム、キシレンの追加 >10%)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.120 Electrode cable / 1 m / H



6.2104.620 電極ケーブル / 0.65 m / H

